

PHILIPS

VisaCare


SC6240

Microdermabrasion
Skin Resurfacing





1



English 6
Bahasa Indonesia 17
Bahasa Melayu 29

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

What is VisaCare and how can it help your skin? Age, lack of sleep, emotional stress or environmental elements can take their toll on your skin. When you start to see the first signs of skin ageing and your skin does not seem to recover so quickly anymore, your skin requires extra care and attention. That is why we have developed VisaCare, our exciting new approach to address the first signs of ageing, for a youthful looking skin today and tomorrow. Depending on your skin, you can experience immediate effects such as smoother and revitalised skin after one session or a few sessions. Effects such as skin firmness and a more even skin tone can be expected within 4-6 weeks.

You can use VisaCare in the comfort of your own home to enjoy smoother, firmer and revitalised skin. VisaCare comes with a dual-action system that exfoliates and massages at the same time. This system is more effective and controlled than exfoliating your skin with your hands only. Designed to enhance your current routine, use VisaCare after cleansing your skin and before applying a nourishing mask, day cream or night cream. After use, your skin is prepared for better absorption of the mask or cream. Ready to get started? Use VisaCare at home twice a week to enjoy real and visible results.

How Philips Microdermabrasion technology works

Philips VisaCare offers a DualAction Air Lift & Exfoliation system, which massages and exfoliates at the same time. This stimulates the resurfacing process of the skin for firmer, smoother and visibly radiant skin.

- 1 The exfoliating tip renews and unveils skin that is smoother, with more refined texture, and firmer by stimulating your natural cell renewal process. It gently nudges away roughness, flakiness to refine the skin and to prepare the skin for better absorption of your favorite cream after use.
- 2 The Air Lift System™ creates a gentle, stimulating massaging action encouraging blood circulation while removing dead skin cells and revitalising your skin.

General description (Fig. 1)

- 1 Filter
- 2 Exfoliation ring
- 3 Microdermabrasion tip
- 4 On/off button
- 5 Charging light and 'battery low' indication
- 6 Handle
- 7 Air outlet
- 8 Charging stand
- 9 'Normal' tip for regular use

- 10 'Sensitive' tip for mild use
- 11 Adapter
- 12 Small plug
 - Pouch (not shown)
 - Cleaning brush (not shown)

Important

Read this user manual carefully before you use the device and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.
- Do not charge this device in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or near a filled swimming pool).

Warning

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only use the device in combination with the adapter supplied.
- Do not use the device or the adapter if it is damaged or broken to avoid injuries.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the device if the tip is broken, cracked, damaged or dirty. Always inspect the tip before use. When in doubt, replace the tip.
- Do not insert metal-containing material into the socket for the small plug to avoid short circuiting.
- This device contains a magnet. Keep magnets away from cardiac pacemakers. Persons with cardiac pacemakers or other devices implanted in their bodies should not come into close proximity with magnets. Specialist medical opinion must be sought before such persons handle or come into contact with magnets.

Caution

- Do not use the device for any other purpose than to massage and gently remove the dead upper skin layer to speed up normal skin turnover.
- Do not use the device more than twice a week, as this may cause skin irritation.
- Do not use the device in combination with (scrub) creams or with chemical or mechanical peelings, this may cause damage to the device and your skin.

- Charge, use and store the device at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- Fully charge the device at least every 3 months to sustain battery lifetime.
- VisaCare enhances the absorption of your creams and facial masks. Due to this enhanced uptake, a negative skin reaction can occur. The advice is to not change between creams during the first 2-4 weeks of using VisaCare. When you start to use a new cream after this period, first test this cream on a small area. Do not continue to use this cream if there is a negative skin reaction when you apply it on the skin on which you used VisaCare. When you start to use the device, or when you restart after discontinuing for more than 2 weeks, begin again with the sensitive tip. This will allow your skin to once again become used to the device.

Contraindications and other warnings

This device has been developed to address the first signs of facial ageing. As the epidermal skin layer becomes thinner over the years due to extrinsic and intrinsic factors, rough skin and signs of photodamage become more prominent. The focus of this device is facial skin (excluding the area underneath and above the eyes).

Do not use this device:

- If you have skin infections, open wounds, rashes, burns, sunburn, inflammation, eczema, psoriasis, rosacea, telangiectasia (couperose or spider veins), sensitive skin, active infections like herpes or active acne breakouts in the areas to be treated.
- If you have large moles, tattoos, port wine stains, permanent make-up or any skin irritation in the areas to be treated.
- If your skin is still recovering from a cosmetic procedure, such as a chemical or mechanical peeling, laser resurfacing, fractional laser treatment, or mesotherapy treatment or any other treatment with dermal fillers in the past two weeks.
- If you are taking medication that may affect your skin, such as steroids or acne medication (Accutane, Isotretinoine or Roaccutane). Consult your doctor.
- If you have warts, do not try to erase them with this device. It can spread the warts.
- If you have scars, consult your doctor or dermatologist before you start using the device.
- In combination with any other home skincare system containing an active peeling ingredient.

General advice

- After each session it is advised to use a sun protection factor (SPF) of 30 or above on the areas on which you used the device, for a minimum of 3 days.

- If you have a significant skin condition (including but not limited to melanoma, basal cell carcinoma, actinic keratosis, melasma, systemic lupus erythematosus, porphyria, coagulation abnormality and collagen abnormalities such as keloid wounds, excessive scar formation or a history of bad wound healing), consult your doctor before you start using the device.
- If you plan to enjoy the sun (e.g. summer holidays) we recommend that you stop using the Firming tip and only use the Brightening tip one week before the holidays and as long as you are extensively exposed to the sun.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Charging

Note: We advise you to charge the device after every use.

Note: Charge the device for 8 hours before you use it for the first time or after a long period of non use.


Charging the device

Note: You can use the device before the battery is fully charged. However, its performance and operating time will not be optimal in this case.


Note: Charging normally takes approximately 8 hours. When the device is fully charged, it has a cordless operating time of up to 30 minutes.

- 1 Make sure the device is switched off.


10 English




- 2 Insert the small plug in the socket of the charging stand and insert the adapter in the wall socket.



- 3 Put the device in the charging stand.



- The charging light flashes white to indicate that the device is charging.



- When the battery is fully charged, the charging light lights up white continuously. After approx. 30 minutes, the charging light goes out to save energy.

'Battery low' indication

When the battery is almost empty, the charging light flashes amber for 4 seconds during use and after you have switched off the device. The battery still contains enough energy for a complete 5-minute session. When the battery is completely empty, the device switches off automatically and the charging light flashes amber very quickly.

Preparing for use

Charge the device for 8 hours before you use it for the first time or after a long period of non use.

Preparation

Always clean your face and gently dry it before you use the device.

Note: The device is intended for dry use only. Do not use it on a wet face or in the shower or bathtub.

Application tips

VisaCare comes with two different tips:

- 'Normal' tip for regular use.
- 'Sensitive' tip for mild use.

We advise you to use the 'Sensitive' tip during the first sessions to see how your skin reacts. If the skin reacts well to the 'Sensitive' tip, you can try the 'Normal' tip. Normal and adverse skin reactions are described elsewhere in this user manual.

Note: Use the QR-code on the front cover or follow the link to watch the online video for instructions on correct use of the device.

Using the device

Warning: If you suspect damage to the device (such as after a drop or bump), check the tip carefully. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged tip, as this may cause injury.

Warning: Do not use the device without the tip as this does not benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.

Warning: Do not move the device over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.

Tip: We recommend using the device in the evening to avoid possible skin reactions from being visible during the day. Mild redness and a warm tingling sensation are normal and should disappear within 1 hour.

Note: For a maximum effect, use the device twice a week. Do not use the device more often, as this may cause skin irritation.



1 Press the on/off button to switch on the device.

2 When you use the device for the first time, test the tip on your forearm before you use it on your face. Move the device over your skin once and then wait for approximately one hour. If a possible skin reaction diminishes, you can safely use the tip on your face.

Note: Always visually check the tip before use to see if it is damaged. A damaged tip scratches your skin. If the tip is damaged, replace it.

Note: Do not use the device without the tip as this does not benefit your skin and may cause an unwanted skin reaction.

3 Put the tip on your face in such a way that you feel the suction. Make sure there is always full skin contact between the tip and the area to be treated. However, do not press the tip hard onto the skin's surface.

4 Gently move the tip in straight lines. See the first illustration of how to use the device on facial zones on the fold-out page at the back of this manual.

Tip: Use your free hand to stretch and hold the skin. Move the device away from your hand. This makes it easier to achieve proper suction, especially on the temples and cheeks.

Note: Do not move the device over large moles, tattoos, port wine stains or permanent makeup.

Note: Do not use the device on the skin below or above the eyes, as it is thin and delicate. When you use the device on the fine lines on the side of the eye, put a finger of the other hand in the corner of the eyelid and move the device away from the finger towards the temple.

Note: Do not hold the tip in one spot when you have placed it on the skin.

5 Depending on the type of tip and the condition of your skin, pass the device over each area a number of times:

- First use: pass the Sensitive tip over each area 1 or 2 times.
- After several uses: pass the Sensitive tip over each area 4 to 6 times or start using the Normal tip. When you use the normal tip, move the device over each area 3-4 times. When your skin is used to the device, move the device over each area 4-6 times.



6 When you have treated all areas, press the on/off button to switch off the device. A complete session takes approximately 5 minutes.

Depending on your skin type, you may experience a warm and tingling sensation and your skin may become slightly red. This is only a temporary effect that should diminish within 5-10 minutes.

Tip: In areas where full skin contact is harder to achieve, such as the forehead, try different ways of holding the device. Try vertical and horizontal movements to find the best way to establish proper contact with your skin. You can also hold your hand still and move your head instead.

Caution: If you suspect damage to the device (such as after a drop or bump), examine the tip carefully. If the tip is damaged, replace it. Do not use a damaged tip, as this may cause scratches.

After use


After use, apply a nourishing mask, day cream or night cream and make sure you use sun protection when you go outside. Do not use any other method of mechanical or chemical exfoliation for 3 days. Do not undergo electrolysis, facial waxing or use depilatories within 3 days after you have used the device. You can apply make-up immediately after you have used the device.

Cleaning and maintenance


Caution: Do not immerse the device in water.

Warning: Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the handle or tips.


Note: Clean the tip after every use for hygienic reasons and to prevent clogging of the filter. Only use washing-up liquid or an alcohol solution (max. 70%) to clean the tip.



1 Switch off the device.



2 Remove the tip from the device.



3 Clean the tip under the tap with hot water (max. 70°C) and some washing-up liquid.

Tip: You can use the cleaning brush to clean the tip.

Tip: If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid or in alcohol solution for 5-10 minutes.

Note: Clean the filter of the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter.

4 Dry the tip with a lint-free towel or leave it to air dry. Place it back onto the handle when it is dry.

5 Clean the handle with a damp cloth.

6 Clean the charging stand with a moist cloth.

Danger: Keep the adapter and the charging stand dry. Never immerse them in water or rinse them under the tap.



Storage

Store the device with the tip attached in the charging stand or pouch.

Tip: Leave the tip you use most often on the device, and store the other tip in the pouch to help you stick to your usage plan.

Note: Do not store a wet tip on the device or in the pouch.

Replacement

For optimal results, it is recommended to replace the tips every six months (or earlier if the abrasive structure is deformed or damaged). Replacement

tips are available on our website. The tip can be identified by the product code. You can find this code on the inside of the tip.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).



- This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed of with normal household waste. Follow the instructions in section 'Removing the rechargeable battery' to remove the battery.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products and rechargeable batteries. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the device. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
I do not know if the device is suitable for use on my skin.	Please check if the device is suitable for your skin.
The device does not charge.	Make sure the socket to which you connect the device is live. Check if the voltage indicated on the device corresponds to the local mains voltage. Check if you have placed the device in the stand properly. If you use a socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the light to activate the socket. If the light on the device still does not light up or if the device still does not charge, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem**Solution**

The device does not work when it is charging.

This is a safety measure. The device is not intended to work when it is charging. Let the device charge approximately 1 hour for a 5-minute session.

I don't get optimal results when I use the device on wet skin.

Only use the device on dry skin. The device only works optimally on dry skin.

My skin is reacting to usage of the device.

Using this device may lead to mild redness directly after use. You may experience a warm, tingling sensation during use. These effects usually disappear within several minutes and are generally experienced as pleasant. It is possible that you experience dry or flaky skin, prolonged redness or swelling. In that case you may have pressed the device too hard on your face or have passed it over the same area too many times. Try to exert less pressure onto the device during the next session or pass the device over the area fewer times. In rare cases the device may cause a bruise or blister, scratch or pigmentation change. Almost all skin reactions will disappear within a week, pigmentation change will decrease within several weeks or a few months. To avoid possible side effects, use a day cream with sun protection factor or a sun protection cream after the session. This helps to avoid sunburn. The device has been tested and confirmed safe for use when used as described in the user manual. Medicines or products and their possible side effects can affect individual people in different ways. Since there is always the possibility that a rare or previously unknown side effect may occur with the use of this device or any other product, please contact the Philips Consumer Care Center in case you experience a side effect which is not mentioned above.

It is difficult to slide the device over my skin/I do not feel the suction/the effect seems to be less than after previous sessions.

Check if the filter is clogged. Clean the tip by rinsing it under the tap. If the exfoliation ring is dirty, let the tip soak in hot water with washing-up liquid for 5-10 minutes. You can use the cleaning brush to clean it. Make sure you clean the filter with the tip upside down to rinse off any dirt left in the filter. Dry the tip with a lint-free towel or let it air-dry. Check if you can feel the suction of the device when the tip is taken off: you remove the tip and then switch on the device. When you put your finger on the hole, you should be able to feel the suction. If you do not feel the suction, the device might be broken. Please contact your Philips Consumer Care Center in your country.

I have trouble maintaining the suction on my forehead.

Try different ways of holding the device in order to find the right angle of the tip with the forehead for proper skin contact. Make sure to move the device slowly over the forehead. You can try to hold your hand still and move your head instead.

I do not know when to start using the ' Normal' tip.

As soon as you do not experience side effects from using the 'Sensitive' tip, you may try the ' Normal' tip. Please note that the first time you use a new tip, you may have a different skin reaction. Give your skin some time to get used to the new tip.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Apa itu VisaCare dan bagaimana perangkat ini dapat membantu kulit Anda? Usia, kurang tidur, tekanan emosional, atau faktor lingkungan dapat memengaruhi kondisi kulit Anda. Saat Anda mulai melihat tanda-tanda awal penuaan kulit dan kulit tersebut tampak tidak pulih lagi dengan cepat, kulit Anda perlu perhatian dan perawatan ekstra. Karena itulah kami mengembangkan VisaCare, pendekatan baru kami yang mengagumkan untuk mengatasi tanda-tanda awal penuaan, agar kulit terlihat muda kini dan nanti. Bergantung pada kulit Anda, Anda dapat merasakan efeknya secara langsung seperti kulit menjadi lebih halus dan terevitalisasi setelah satu atau beberapa sesi. Efek seperti kulit menjadi kencang dan bahkan lebih berona bisa didapatkan dalam waktu 4-6 minggu.

Anda dapat menggunakan VisaCare dengan nyaman di rumah untuk menikmati kulit yang lebih halus, lebih kencang, dan terevitalisasi. VisaCare dilengkapi dengan sistem aksi ganda yang dapat mengelupas dan memijat secara bersamaan. Sistem ini lebih efektif dan terkontrol daripada mengelupas kulit hanya menggunakan tangan. Dirancang untuk meningkatkan rutinitas Anda saat ini, gunakan VisaCare setelah mencuci kulit dan sebelum menggunakan masker bergizi, krim siang, atau krim malam. Setelah menggunakannya, kulit Anda siap menyerap masker atau krim dengan lebih baik. Siap memulai? Gunakan VisaCare di rumah dua kali seminggu untuk mendapatkan hasil yang nyata dan terlihat.

Cara kerja teknologi Mikrodermabrasi Philips

VisaCare Philips menawarkan sistem DualAction Air Lift & Exfoliation, yang dapat memijat dan mengelupas secara bersamaan. Ini menstimulasi proses perataan kulit agar menjadi lebih kencang, lebih halus, dan tampak bersinar.

- 1 Ujung pengelupas memperbarui dan menyingkap kulit agar lebih halus, dengan tekstur yang lebih lembut, dan lebih kencang dengan merangsang proses pembaruan sel secara alami. Ujung ini mengangkat kulit yang kasar dan mengelupas sehingga kulit menjadi lembut dan mampu menyerap krim favorit Anda dengan lebih baik setelah menggunakannya.
- 2 Air Lift System™ menstimulasi pemijatan secara perlahan sehingga dapat memperlancar peredaran darah sekaligus mengangkat sel kulit mati dan merevitalisasi kulit.

Keterangan umum (Gbr. 1)

- 1 Filter
- 2 Cincin pengelupas
- 3 Ujung mikrodermabrasi
- 4 Tombol on/off
- 5 Lampu pengisian daya dan indikasi "baterai tinggal sedikit"
- 6 Gagang
- 7 Keluaran udara

- 8 Dudukan pengisi daya
- 9 Ujung "Normal" untuk penggunaan teratur
- 10 Ujung "Sensitif" untuk penggunaan ringan
- 11 Adaptor
- 12 Steker kecil
 - Kantung (tidak diperlihatkan)
 - Sikat pembersih (tidak diperlihatkan)

Penting

Bacalah petunjuk pengguna ini secara saksama sebelum Anda menggunakan perangkat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Bahaya

- Usahakan adaptor tetap kering.
- Jangan mengisi daya perangkat ini pada lingkungan yang basah (misalnya di dekat bak mandi yang terisi air, shower yang mengalir, atau di dekat kolam renang yang terisi air).

Peringatan

- Perangkat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang dengan cacat fisik, indera, atau kecakapan mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan perangkat yang aman dan memahami bahayanya. Anak-anak dilarang memainkan perangkat ini. Anak-anak tidak boleh membersihkan dan memelihara perangkat ini tanpa pengawasan.
- Hanya gunakan perangkat ini dengan adaptor yang disediakan.
- Jangan menggunakan perangkat atau adaptor jika telah rusak atau pecah untuk menghindari cedera.
- Adaptor berisi trafo. Jangan memotong adaptor untuk menggantinya dengan steker yang baru, karena tindakan ini bisa membahayakan.
- Jika adaptor rusak, gantilah selalu dengan salah satu tipe yang asli agar terhindar dari bahaya.
- Jangan menggunakan perangkat ini jika ujungnya patah, retak, rusak, atau kotor. Selalu periksa ujung sebelum digunakan. Jika ragu, ganti ujung.
- Jangan memasukkan bahan yang mengandung logam ke dalam soket untuk steker kecil guna menghindari korsleting.
- Perangkat ini mengandung magnet. Jauhkan magnet dari alat pacu jantung. Orang yang memakai alat pacu jantung atau perangkat implan lainnya tidak boleh berdekatan dengan magnet. Harus ada petunjuk medis dari spesialis sebelum orang tersebut menangani atau bersentuhan dengan magnet.

Perhatian

- Jangan menggunakan perangkat untuk tujuan apa pun selain memijat dan membersihkan lapisan kulit bagian atas yang mati secara perlahan untuk mempercepat pergantian kulit yang normal.
- Jangan menggunakan perangkat lebih dari dua kali seminggu, karena dapat menyebabkan iritasi kulit.
- Jangan menggunakan perangkat bersamaan dengan krim (gosok) atau dengan pengelupas kimia atau mekanik, karena dapat merusak perangkat dan kulit Anda.
- Isi daya, gunakan, dan simpan perangkat pada suhu antara 5°C/40°F dan 35°C/95°F.
- Isi daya perangkat secara penuh minimal setiap 3 bulan sekali untuk menjaga masa pakai baterai.
- VisaCare meningkatkan penyerapan krim dan masker wajah. Dengan adanya peningkatan penyerapan, reaksi kulit yang negatif dapat terjadi. Sebaiknya Anda tidak mengganti krim selama 2-4 minggu pertama penggunaan VisaCare. Saat Anda mulai menggunakan krim baru setelah periode ini, uji krim ini terlebih dahulu pada area kecil. Jangan melanjutkan penggunaan krim ini apabila terjadi reaksi kulit yang negatif saat Anda menggunakannya pada kulit tempat Anda menggunakan VisaCare. Saat Anda mulai menggunakan perangkat ini, atau saat menggunakannya kembali setelah berhenti menggunakannya selama lebih dari 2 minggu, mulai lagi dengan ujung sensitif. Tindakan ini ditujukan agar kulit Anda terbiasa lagi dengan perangkat ini.

Kontraindikasi dan peringatan lainnya

Perangkat ini dikembangkan untuk mengatasi tanda-tanda awal penuaan pada wajah. Karena lapisan kulit epidermis menjadi semakin tipis seiring bertambahnya tahun akibat faktor ekstrinsik dan intrinsik, kulit kasar dan tanda-tanda photodamage (kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari) akan semakin tampak. Fokus perangkat ini adalah kulit wajah (selain area di bawah dan di atas mata).

Jangan menggunakan perangkat ini:

- Jika kulit Anda mengalami infeksi, luka terbuka, ruam, terbakar, terbakar sinar matahari, radang, eksim, psoriasis, rosacea, telangiectasia (couperose atau spider veins), sensitif, infeksi aktif seperti herpes atau jerawat aktif di area yang akan ditangani.
- Jika Anda memiliki tahi lalat yang besar, tato, tanda lahir, tata rias permanen, atau iritasi kulit apa pun di area yang akan ditangani.
- Jika kulit Anda masih belum pulih dari prosedur kosmetik, seperti pengelupasan kimia atau mekanik, perataan kulit dengan laser, perawatan laser fraksional, atau perawatan mesoterapi, atau perawatan lainnya apa pun dengan dermal filler dalam dua minggu terakhir.
- Jika Anda melakukan perawatan medis yang berpengaruh terhadap kulit, seperti steroid atau pengobatan jerawat (Accutane, Isotretinoine, atau Roaccutane). Konsultasikan dengan dokter.
- Jika Anda memiliki kutil, jangan coba menghilangkannya dengan perangkat ini, karena kutil akan semakin menjalar.

- Jika Anda memiliki bekas luka, konsultasikan dengan dokter atau spesialis dermatologi Anda sebelum menggunakan perangkat.
- Digabungkan dengan sistem perawatan kulit di rumah lainnya yang mengandung bahan pengelupasan aktif.

Saran umum

- Setelah setiap sesi, sebaiknya gunakan faktor perlindungan sinar matahari (SPF) 30 atau lebih tinggi pada area tempat Anda menggunakan perangkat, selama minimal 3 hari.
- Jika Anda memiliki kondisi kulit yang signifikan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, melanoma, karsinoma sel basal, keratosis aktinik, melasma, lupus eritematosus sistemik, porfiria, kelainan koagulasi, dan kelainan kolagen seperti luka keloid, formasi bekas luka yang banyak, atau riwayat penyembuhan luka yang buruk), konsultasikan dengan dokter sebelum memulai penggunaan perangkat.
- Jika Anda ingin menikmati sinar matahari (misalnya liburan musim panas), kami sarankan Anda untuk berhenti menggunakan ujung Pengencang dan hanya menggunakan ujung Pencerah satu minggu sebelum liburan dan selama Anda berada di bawah paparan sinar matahari.

Medan elektromagnetik (EMF)

Perangkat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnetik.

Pengisian daya

Catatan: Kami sarankan agar Anda segera mengisi daya perangkat setelah selesai digunakan.


Catatan: Isi daya perangkat selama 8 jam sebelum Anda menggunakannya untuk pertama kali atau setelah lama tidak digunakan.

Mengisi daya perangkat


Catatan: Anda dapat menggunakan perangkat sebelum baterai terisi penuh. Namun, kinerja dan waktu pengoperasiannya tidak akan optimal.

Catatan: Pengisian daya biasanya membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Setelah daya perangkat terisi penuh, perangkat ini dapat digunakan tanpa kabel hingga 30 menit.

- 1 Pastikan perangkat telah dimatikan.



- 2 Masukkan steker kecil ke soketudukan pengisi daya dan pasang adaptor ke stopkontak dinding.



- 3 Pasang perangkat di dudukan pengisi daya.



- Lampu pengisian daya akan berkedip putih untuk menandakan bahwa perangkat sedang diisi.



- Saat baterai terisi penuh, lampu pengisian daya akan terus menyala putih. Setelah sekitar 30 menit, lampu pengisian daya akan padam untuk menghemat energi.

Indikasi "Baterai hampir habis"

Saat baterai hampir kosong, lampu isi daya berkedip kuning selama 4 detik pada saat penggunaan dan setelah Anda mematikan perangkat. Energi di dalam baterai masih cukup untuk menyelesaikan sesi selama 5 menit. Saat baterai benar-benar kosong, perangkat akan mati secara otomatis dan lampu isi daya berkedip kuning dengan sangat cepat.

Menyiapkan penggunaan

Isi daya perangkat selama 8 jam sebelum Anda menggunakannya untuk pertama kali atau setelah lama tidak digunakan.

Persiapan

Selalu cuci wajah Anda dan keringkan secara perlahan sebelum menggunakan perangkat ini.

Catatan: Perangkat ini digunakan hanya untuk penggunaan kering. Jangan menggunakannya pada wajah yang basah atau di shower atau bak mandi.

Ujung penggunaan

VisaCare dilengkapi dengan dua ujung yang berbeda:

- Ujung "Normal" untuk penggunaan teratur.
- Ujung "Sensitif" untuk penggunaan ringan.

Kami sarankan agar Anda menggunakan ujung "Sensitif" pada sesi pertama untuk melihat reaksi kulit Anda. Jika kulit Anda bereaksi dengan baik terhadap ujung "Sensitif", Anda dapat mencoba menggunakan ujung "Normal". Reaksi kulit yang normal dan negatif dijelaskan di bagian lain pada petunjuk pengguna ini.

Catatan: Gunakan kode QR pada sampul depan atau ikuti tautan untuk melihat video online terkait petunjuk penggunaan perangkat yang benar.

Menggunakan perangkat

Peringatan: Jika Anda menduga ada kerusakan pada perangkat (karena jatuh atau benturan), periksa ujung tersebut dengan hati-hati. Ganti ujung jika rusak. Jangan menggunakan ujung yang rusak, karena dapat menyebabkan cedera.

Peringatan: Jangan menggunakan perangkat tanpa memasang ujung karena tidak baik untuk kulit dan dapat menimbulkan reaksi kulit yang tidak diharapkan.

Peringatan: Jangan menggerakkan perangkat pada tahi lalat yang besar, tato, tanda lahir, atau tata rias permanen.

Tip: Kami sarankan Anda menggunakan perangkat di malam hari untuk menghindari reaksi kulit yang tidak tertutup di siang hari. Timbulnya kemerah-merahan ringan dan sensasi kesemutan yang hangat adalah hal normal dan akan hilang dalam waktu 1 jam.

Catatan: Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan perangkat dua kali seminggu. Jangan menggunakan perangkat terlalu sering, karena dapat menyebabkan iritasi kulit.



1 Tekan tombol on/off untuk menghidupkan perangkat.

2 Saat Anda menggunakan perangkat untuk pertama kali, uji ujung pada lengan bawah sebelum menggunakannya pada wajah Anda. Gerakkan perangkat pada kulit Anda sekali, lalu tunggu sekitar satu jam. Jika kemungkinan reaksi kulit berkurang, Anda dapat menggunakan ujung tersebut pada wajah dengan aman.

Catatan: Selalu periksa tampilan ujung sebelum menggunakannya untuk mengetahui apabila terdapat kerusakan. Ujung yang rusak akan menggores kulit Anda. Ganti ujung jika rusak.

Catatan: Jangan menggunakan perangkat tanpa memasang ujung karena tidak baik untuk kulit dan dapat menimbulkan reaksi kulit yang tidak diharapkan.

3 Letakkan ujung pada wajah sedemikian rupa sehingga Anda merasa terisap. Pastikan bahwa ujung tersebut bersentuhan dengan kulit secara penuh pada area yang akan ditangani. Namun, jangan menekan ujung dengan keras pada permukaan kulit.

4 Gerakkan ujung secara perlahan pada garis lurus. Lihat ilustrasi pertama tentang cara menggunakan perangkat di area wajah pada halaman yang terlipat di bagian belakang buku petunjuk ini.

Tip: Gunakan tangan satunya lagi untuk merentangkan dan menahan kulit Anda. Gerakkan perangkat menjauh dari tangan Anda. Tindakan ini akan memudahkan proses isap yang tepat, khususnya pada pelipis dan pipi.

Catatan: Jangan menggerakkan perangkat pada tahi lalat yang besar, tato, tanda lahir, atau tata rias permanen.

Catatan: Jangan menggunakan perangkat pada area kulit di bawah atau di atas mata, karena kulit tersebut tipis dan halus. Ketika menggunakan perangkat ini pada garis halus di samping mata, letakkan satu jari dari tangan Anda yang satunya pada sudut kelopak mata dan gerakkan perangkat menjauhi jari ke arah pelipis.

Catatan: Jangan menahan ujung pada satu titik saat Anda menempelkannya pada kulit.

5 Bergantung pada tipe ujung dan kondisi kulit Anda, gerakkan perangkat pada setiap area beberapa kali:

- Penggunaan pertama kali: gerakkan ujung Sensitif pada setiap area sebanyak 1 atau 2 kali.
- Setelah beberapa kali penggunaan: gerakkan ujung Sensitif pada setiap area sebanyak 4 atau 6 kali atau mulailah menggunakan ujung Normal. Saat Anda menggunakan ujung normal, gerakkan perangkat pada setiap area sebanyak 3-4 kali. Jika kulit Anda terbiasa menggunakan perangkat tersebut, gerakkan perangkat pada setiap area sebanyak 4-6 kali.



- 6 Setelah menangani semua area, tekan tombol on/off lagi untuk mematikan perangkat. Keseluruhan sesi membutuhkan waktu sekitar 5 menit.

Bergantung jenis kulit, Anda mungkin mengalami sensasi hangat dan kesemutan serta kulit Anda menjadi sedikit kemerahan. Ini hanyalah efek sementara yang akan hilang dalam waktu 5-10 menit.

Tip: Ketika ujung sulit bersentuhan secara penuh dengan area kulit tertentu, seperti kening, coba cara berbeda dalam memegang perangkat. Coba gerakan vertikal dan horizontal untuk menemukan cara terbaik agar ujung dapat bersentuhan dengan kulit Anda secara tepat. Anda juga dapat menahan tangan agar diam dan menggerakkan kepala Anda.

Perhatian: Jika Anda menduga ada kerusakan pada perangkat (karena jatuh atau benturan), periksa ujung perangkat dengan hati-hati. Ganti ujung jika rusak. Jangan menggunakan ujung yang rusak, karena dapat menimbulkan goresan.

Setelah penggunaan


Setelah menggunakannya, pakailah masker bergizi, krim siang, atau krim malam dan pastikan Anda menggunakan perlindungan sinar matahari saat keluar rumah. Jangan menggunakan metode pengelupasan mekanik atau kimia lainnya apa pun selama 3 hari. Jangan melakukan elektrolisis, waxing wajah, atau menggunakan obat perontok bulu selama 3 hari setelah penggunaan perangkat ini. Anda dapat langsung memakai tata rias wajah setelah Anda menggunakan perangkat ini.

Pembersihan dan pemeliharaan


Perhatian: Jangan merendam perangkat di dalam air.

Peringatan: Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, bahan pembersih abrasif, atau cairan agresif seperti bensin atau aseton untuk membersihkan gagang atau ujung.


Catatan: Bersihkan ujung setelah digunakan agar tetap higienis dan untuk mencegah penyumbatan filter. Hanya gunakan cairan pembersih atau larutan alkohol (maks. 70%) untuk membersihkan ujung.



1 Matikan perangkat.



2 Lepaskan ujung dari perangkat.



3 Bersihkan ujung dengan air keran panas (maks. 70°C) dan cairan pembersih.

Tip: Anda dapat menggunakan sikat pembersih untuk membersihkan ujung.

Tip: Jika cincin pengelupas kotor, rendam ujung di dalam air panas dengan cairan pembersih atau di dalam larutan alkohol selama 5-10 menit.

Catatan: Bersihkan filter ujung dengan posisi dibalik untuk membilas kotoran yang tersisa di filter.

4 Keringkan ujung dengan handuk tanpa serat atau angin-anginkan. Setelah kering, letakkan kembali ke gagang.

5 Bersihkan gagang dengan kain lembap.

6 Bersihkan dudukan pengisi daya dengan kain lembap.

Bahaya: Adaptor dan dudukan pengisi daya harus tetap kering. Jangan merendamnya dalam air atau membilasnya di bawah keran.



Penyimpanan

Simpan perangkat dengan ujung terpasang di dudukan pengisi daya atau kantong.

Tip: Biarkan ujung yang paling sering Anda gunakan pada perangkat, dan simpan ujung lainnya di kantong untuk membantu Anda menjalankan rencana penggunaan.

Catatan: Jangan menyimpan ujung yang basah pada perangkat atau di kantong.

Penggantian

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebaiknya ganti ujung setiap enam bulan (atau lebih awal apabila terdapat kecacatan atau kerusakan pada struktur abrasif). Ujung pengganti tersedia di situs web kami. Ujung dapat dikenali menurut kode produk. Anda dapat menemukan kode ini di bagian dalam ujung.

Memesan aksesoris

Untuk membeli aksesoris atau suku cadang, buka www.shop.philips.com/service atau kunjungi dealer Philips terdekat. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (lihat informasi dalam brosur garansi di seluruh dunia untuk perincian kontak).

Mendaur ulang



- Simbol ini menandakan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa (2012/19/EU).



- Simbol ini menandakan bahwa produk berisi baterai internal yang dapat diisi ulang yang dicakup dalam European Directive 2006/66/EC, yang tidak boleh dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa. Untuk melepas baterai, ikuti petunjuk di bagian "Melepas baterai yang dapat diisi ulang".
- Patuhi peraturan di negara Anda untuk pengumpulan terpisah untuk produk listrik dan elektronik serta baterai isi-ulang. Pembuangan secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Garansi dan dukungan

Jika Anda memerlukan informasi atau dukungan, silakan kunjungi www.philips.com/support atau baca pamflet garansi internasional terpisah.

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah-masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada perangkat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk melihat daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah**Solusi**

Saya tidak tahu apakah perangkat ini cocok digunakan pada kulit saya.

Periksa apakah perangkat ini cocok untuk kulit Anda.

Perangkat tidak diisi ulang.

Pastikan soket tempat Anda menghubungkan perangkat beraliran listrik. Periksa apakah voltase yang ditunjukkan pada perangkat sesuai dengan voltase listrik setempat. Periksa apakah Anda meletakkan perangkat di dudukan dengan benar. Jika Anda menggunakan soket di kabinet kamar mandi, Anda mungkin perlu menyalakan lampu untuk mengaktifkan soket. Jika lampu di perangkat masih tidak menyala atau jika daya perangkat masih tidak terisi, hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda.

Perangkat tidak berfungsi pada waktu pengisian.

Ini merupakan tindakan keamanan. Perangkat tidak ditujukan agar berfungsi pada waktu pengisian. Biarkan perangkat mengisi daya sekitar 1 jam untuk sesi 5 menit.

Saya tidak mendapatkan hasil yang optimal saat menggunakan perangkat pada kulit yang basah.

Gunakan perangkat hanya pada kulit yang kering. Perangkat hanya berfungsi secara optimal pada kulit yang kering.

Kulit saya bereaksi terhadap penggunaan perangkat.

Penggunaan perangkat ini dapat menimbulkan kemerahan ringan secara langsung setelah penggunaan. Anda mungkin mengalami sensasi hangat dan kesemutan selama penggunaan. Efek ini biasanya hilang dalam beberapa menit dan umumnya terasa menyenangkan. Kemungkinan Anda dapat mengalami kulit kering atau bersisik, kemerahan berkepanjangan, atau bengkak. Pada kasus tersebut, Anda mungkin telah menekan perangkat terlalu keras pada wajah Anda atau menggerakkannya beberapa kali pada area yang sama. Coba kurangi tekanan pada perangkat selama sesi berikutnya atau gerakan perangkat pada area tersebut beberapa kali saja. Kadang-kadang, perangkat dapat menyebabkan memar atau lecet, goresan, atau perubahan pigmentasi. Hampir semua reaksi kulit akan hilang dalam waktu satu minggu, sementara perubahan pigmentasi akan berkurang dalam beberapa minggu atau bulan. Untuk menghindari kemungkinan efek samping, gunakan krim siang yang mengandung faktor perlindungan sinar matahari atau krim perlindungan sinar matahari setelah selesai sesi. Ini akan menghindari terbakar matahari. Perangkat ini telah diuji dan dipastikan aman digunakan apabila digunakan seperti yang dijelaskan di petunjuk pengguna. Obat atau produk dan kemungkinan efek sampingnya dapat berdampak pada seseorang dalam cara yang berbeda. Karena selalu ada kemungkinan bahwa efek samping yang jarang terjadi atau belum diketahui dapat terjadi akibat penggunaan perangkat ini atau produk lainnya, hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips apabila Anda mengalami efek samping yang tidak disebutkan di atas.

Sulit menggeser perangkat pada kulit saya/Saya tidak merasakan daya isap/efeknya tampak berkurang daripada setelah sesi sebelumnya.

Periksa apakah filter tersumbat. Cuci ujung dengan membilasnya di bawah keran. Jika cincin pengelupas kotor, rendam ujung di dalam air panas dengan cairan pembersih atau di dalam larutan alkohol selama 5-10 menit. Anda dapat menggunakan sikat pembersih untuk membersihkannya. Pastikan Anda membersihkan filter dengan posisi ujung dibalik untuk membilas kotoran yang tersisa di filter. Keringkan ujung dengan handuk tanpa serat atau semprot dengan udara kering. Periksa apakah Anda dapat merasakan daya isap perangkat saat ujungnya diambil: lepaskan ujung dan hidupkan perangkat. Saat meletakkan jari pada lubang, Anda seharusnya merasakan daya isap. Jika Anda tidak merasakan daya isap, perangkat tersebut mungkin rusak. Hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda.

Masalah

Saya memiliki masalah saat mempertahankan daya isap pada kening.

Solusi

Coba cara berbeda dalam memegang perangkat untuk menemukan area ujung yang tepat pada kening sehingga bersentuhan dengan kulit secara tepat. Pastikan Anda menggerakkan perangkat secara perlahan di area kening. Anda dapat mencoba untuk menahan tangan agar diam dan menggerakkan kepala Anda.

Saya tidak mengetahui kapan harus menggunakan ujung "Normal".

Selama tidak mengalami efek samping dari penggunaan ujung "Sensitif", Anda dapat mencoba ujung "Normal". Perhatikan bahwa saat pertama kali menggunakan ujung yang baru, kulit Anda mungkin menunjukkan reaksi yang berbeda. Kulit Anda perlu waktu agar terbiasa dengan ujung yang baru.

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di www.philips.com/welcome.

Apakah itu VisaCare dan bagaimana perkara itu boleh membantu kulit anda? Usia, kurang tidur, tekanan emosi atau elemen persekitaran boleh memberi kesan kepada kulit anda. Apabila anda mula melihat tanda-tanda pertama penuaan kulit dan kulit anda kelihatannya tidak lagi sembuh dengan pantas, kulit anda memerlukan penjagaan dan perhatian tambahan. Itulah sebabnya kami telah membangunkan VisaCare, pendekatan baharu kami yang mengujakan bagi menangani tanda-tanda pertama penuaan, untuk memperoleh kulit yang kelihatan remaja hari ini dan esok. Bergantung pada kulit anda, anda boleh mengalami kesan segera seperti kulit yang lebih halus dan segar semula selepas satu atau beberapa sesi. Kesan seperti ketegangan kulit dan ton kulit yang lebih sekata boleh dijangkakan dalam masa 4-6 minggu.

Anda boleh menggunakan VisaCare dalam keselesaan rumah anda sendiri untuk menikmati kulit yang lebih halus, tegang dan berseri. VisaCare disediakan dengan sistem dwitindakan yang mengelupas dan mengurut pada masa yang sama. Sistem ini adalah lebih berkesan dan terkawal daripada mengelupaskan kulit anda menggunakan tangan anda sahaja. Direka bentuk untuk mempertingkatkan rutin semasa anda, gunakan VisaCare selepas membersihkan kulit anda dan sebelum menggunakan maska penyegar, krim siang atau krim malam. Selepas digunakan, kulit anda disediakan untuk penyerapan maska atau krim. Sedia untuk memulakan. Gunakan VisaCare di rumah dua kali seminggu untuk menikmati hasil yang sebenar dan jelas.

Bagaimana teknologi Philips Microdermabrasion berfungsi

Philips VisaCare menawarkan sistem Angkat Udara & Pengelupasan DwiTindakan, yang mengurut dan mengelupaskan pada masa yang sama. Ini merangsang proses pemulihan semula permukaan kulit untuk memperoleh kulit yang tegang, lebih licin dan berseri-seri.

- 1 Muncung pengelupasan memperbaharui dan mendedahkan kulit yang lebih licin, dengan tekstur yang lebih halus dan lebih tegang dengan merangsang proses pembaharuan semula sel semula jadi anda. Proses ini menyingkirkan secara lembut semua kekasaran dan kekerakan untuk menghalusi kulit dan untuk menyediakan kulit untuk penyerapan krim kegemaran anda dengan lebih baik selepas penggunaan.
- 2 Air Lift System™ mewujudkan tindakan urutan yang lembut dan merangsang dengan menggalakkan peredaran darah sambil menghapuskan sel kulit yang mati dan menyegarkan kulit anda.

Gambaran umum (Raj. 1)

- 1 Penuras
- 2 Gelung pengelupasan

- 3 Muncung mikrodermabrasi
- 4 Butang on/off
- 5 Lampu pengecasan dan penunjuk 'bateri rendah'
- 6 Pemegang
- 7 Salur keluar udara
- 8 Dirian pengecasan
- 9 Muncung 'normal' untuk kegunaan biasa
- 10 Muncung 'sensitif' untuk kegunaan ringan
- 11 Penyesuai
- 12 Plag kecil
 - Kantung (tidak ditunjukkan)
 - Berus pembersih (tidak ditunjukkan)

Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan alat ini dan menyimpannya untuk rujukan pada masa depan.

Bahaya

- Pastikan penyesuai sentiasa kering.
- Jangan caskan alat ini di dalam kawasan sekeliling yang basah (cth. berhampiran dengan tab mandi yang dipenuhi air, air pancuran yang mengalir atau berhampiran kolam renang yang dipenuhi air).

Amaran

- Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak yang berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental atau ketiadaan pengalaman dan pengetahuan jika telah diselia atau diberikan arahan berkenaan penggunaan alat dengan cara yang selamat serta memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak tidak akan bermain dengan alat. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak harus dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Hanya gunakan alat bersama-sama penyesuai yang dibekalkan.
- Jangan gunakan alat atau penyesuai jika alat tersebut rosak atau pecah bagi mengelakkan kecederaan.
- Penyesuai mengandungi pengubah. Jangan potong penyesuai untuk menggantikannya dengan plag lain, kerana ini membawa kepada situasi berbahaya.
- Jika penyesuai rosak, sentiasa gantikan dengan jenis asli bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan gunakan alat jika muncungnya pecah, retak, rosak atau kotor. Sentiasa periksa muncungnya sebelum menggunakannya. Apabila berasa ragu-ragu, gantikan muncungnya.
- Jangan masukkan bahan-bahan berlogam ke dalam soket untuk plag kecil bagi mengelakkan litar pintas.
- Alat ini mengandungi magnet. Jauhkan magnet dari perentak jantung. Orang yang mempunyai perentak jantung atau alat lain yang diimplan ke dalam badan mereka tidak sepatutnya berada dekat dengan magnet. Pendapat perubatan pakar perlu didapatkan dahulu sebelum orang tersebut mengendalikan atau menyentuh magnet.

Awas

- Jangan gunakan alat untuk apa-apa tujuan lain selain untuk mengurut dan mengeluarkan lapisan kulit atas yang telah mati untuk mempercepatkan penggantian skin yang normal.
- Jangan gunakan alat lebih daripada dua kali, kerana ini boleh menyebabkan kerengsaan kulit.
- Jangan gunakan alat bersama-sama krim (penyental) atau dengan bahan kimia atau pengelupasan mekanikal, ini boleh menyebabkan kerosakan pada alat dan kulit anda.
- Cas, gunakan dan simpan alat pada suhu antara 5°C/40°F dan 35°C/95°F.
- Cas sepenuhnya alat sekurang-kurangnya setiap 3 bulan untuk mengekalkan jangka hayat bateri.
- VisaCare mempercepatkan penyerapan krim dan maska muka anda. Disebabkan pengambilan yang dipertingkatkan, tindak balas kulit yang negatif boleh berlaku. Anda dinasihatkan agar tidak bertukar-tukar krim semasa 2-4 minggu pertama menggunakan VisaCare. Apabila anda mula menggunakan krim baharu selepas tempoh ini, uji dahulu krim ini pada kawasan yang kecil. Jangatn teruskan untuk menggunakan krim ini jika terdapat tindak balas kulit yang negatif apabila anda menggunakannya pada kulit yang anda gunakan VisaCare. Apabila anda mula menggunakan alat, atau apabila anda memulakan semula selepas memberhentikanannya selama lebih dari 2 minggu, mulakan sekali lagi dengan muncung sensitif. Ini akan membolehkan kulit anda untuk sekali lagi dibiasakan dengan alat tersebut.

Kontraindikasi dan amaran lain

Alat ini telah dibangunkan bagi mengatasi tanda-tanda pertama penuaan muka. Apabila lapisan kulit epidermis semakin lama menjadi semakin nipis disebabkan faktor ekstrinsik dan intrinsik, kulit yang kasar dan tanda-tanda kerosakan foto menjadi lebih ketara. Fokus alat ini ialah kulit muka (tidak termasuk kawasan di bahagian bawah dan atas mata).

Jangan gunakan alat ini:

- Jika anda mempunyai jangkitan kulit, luka terbuka, ruam, lecur kulit, selaran matahari, keradangan, eczema, psoriasis, rosacea, telangiectasia (couperose atau spider vein), jangkitan aktif seperti herpes atau serangan acne di kawasan yang akan dirawat.
- Jika anda mempunyai tahi lalat besar, tatu, tanda kotoran port wine, soleskan kekal atau sebarang kerengsaan kulit di kawasan yang akan dirawat.
- Jika kulit anda masih belum pulih daripada prosedur kosmetik, seperti pengelupasan kimia atau mekanikal, pemulihan semula permukaan laser, rawatan laser pecahan, atau rawatan mesoterapi atau apa-apa rawatan lain dengan pengisi dermis sepanjang dua minggu yang lalu.
- Jika anda mengambil ubat yang mungkin menjejaskan kulit anda, seperti steroid atau ubat akne (Accutane, Isotretinoine atau Roaccutane). Rujuk doktor anda.
- Jika anda mempunyai kutil, jangan cuba hapuskannya dengan alat ini. Alat ini boleh menyebarkan kutil.

- Jika anda mempunyai parut, rujuk doktor anda atau pakar dermatologi sebelum anda mula menggunakan alat ini.
- Bersama-sama dengan sebarang sistem penjagaan kulit di rumah lain yang mengandungi ramuan pengelupasan aktif.

Nasihat umum

- Selepas setiap sesi, anda disyorkan agar menggunakan faktor perlindungan matahari (SPF) sebanyak 30 atau lebih di kawasan yang anda gunakan alat tersebut. selama minimum 3 hari.
- Jika anda mempunyai keadaan kulit yang ketara teruk (termasuk tidak terhad kepada melanoma, karsinoma sel basal, keratosis aktinik, melasma, eritematosus lupus sistemik, porfiria, keabnormalan penggumpalan dan keabnormalan kolagen seperti luka keloid, pembentukan parut yang berlebih-lebihan atau sejarah penyembuhan luka yang teruk), rujuk doktor anda sebelum anda mula menggunakan alat.
- Jika anda merancang untuk menikmati sinaran matahari (cth. percutian musim panas), kami mengesyorkan agar anda berhenti menggunakan muncung Penegangan dan hanya gunakan muncung Pencerahan satu minggu sebelum percutian tersebut dan selagi anda banyak terdedah kepada matahari.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi standard dan peraturan yang berkuat kuasa berkenaan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.

Pengecasan

Catatan: Kami mengesyorkan agar anda mengecaskan alat selepas setiap kali digunakan.


Catatan: Caskan alat selama 8 jam sebelum anda menggunakannya buat pertama kali atau setelah tidak digunakan bagi tempoh yang lama.

Mengecaskan alat.


Catatan: Anda boleh menggunakan alat sebelum bateri dicas sepenuhnya. Walau bagaimanapun, prestasi dan masa operasinya tidak di tahap optimum dalam keadaan ini.

Catatan: Pengecasan biasanya mengambil masa kira-kira 8 jam. Apabila alat telah dicas sepenuhnya, masa operasi tanpa kord alat adalah selama sehingga 30 minit.


- 1 Pastikan alat dimatikan.




- 2 Masukkan palam kecil di dalam soket penyangga pengecasan dan masukkan penyesuai di dalam soket dinding.



- 3 Letakkan alat di dalam penyangga pengecasan.



- Lampu pengecasan berkelip warna putih untuk menunjukkan alat sedang mengecap.



- Apabila bateri telah dicas sepenuhnya, lampu pengecasan akan menyala putih berterusan. Selepas lebih kurang 30 minit, lampu pengecasan akan padam untuk menjimatkan tenaga.

Penunjuk 'Bateri lemah'

Apabila bateri hampir kosong, lampu pengecasan berkelip warna amber selama 4 saat semasa penggunaan dan selepas anda mematikan alat. Bateri masih mengandungi cukup tenaga untuk sesi 5 minit lengkap. Apabila bateri kosong sepenuhnya, alat padam secara automatik dan lampu pengecasan berkelip warna amber dengan cepat.

Bersedia untuk menggunakan

Caskan alat selama 8 jam sebelum anda menggunakannya buat pertama kali atau setelah tidak digunakan bagi tempoh yang lama.

Penyediaan

Sentiasa bersihkan muka anda dan keringkannya dengan perlahan-lahan sebelum anda menggunakan alat tersebut.

Catatan: Alat ini digunakan untuk penggunaan yang kering sahaja. Jangan gunakan pada muka yang basah atau semasa berada di dalam air pancur atau tab mandi.

Petua penggunaan

VisaCare disediakan dengan dua muncung yang berbeza:

- Muncung 'normal' untuk kegunaan biasa.
- Muncung 'sensitif' untuk kegunaan ringan.

Kami menasihatkan kepada anda agar menggunakan muncung 'Sensitif' semasa sesi pertama untuk melihat cara kulit anda bertindak balas. Jika kulit bertindak balas dengan baik pada muncung 'Sensitif', anda boleh mencuba muncung 'Normal'. Tindak balas kulit normal dan buruk diterangkan di tempat lain dalam manual pengguna ini.

Catatan: Gunakan kod QR di muka depan atau ikuti pautan untuk menonton video dalam talian bagi mendapatkan arahan tentang penggunaan alat dengan betul.

Menggunakan alat

Amaran: Jika anda mengesyaki kerosakan pada alat (seperti selepas terjatuh atau terhentak), periksa muncungnya dengan berhati-hati. Jika petuanya rosak, gantikan. Jangan gunakan muncung yang rosak, kerana ini boleh menyebabkan kecederaan.

Amaran: Jangan gunakan alat tanpa muncungnya kerana ini tidak akan memberi faedah kepada kulit anda dan mungkin menyebabkan tindak balas kulit yang tidak diingini.

Amaran: Jangan lakukan alat di atas tahi lalat besar, tatu, tanda kotoran port wine atau solekan kekal.

Petua: Kami mengesyorkan agar menggunakan alat pada waktu malam bagi mengelakkan tindak balas kulit yang mungkin berlaku daripada kelihatan semasa waktu siang hari. Kulit kemerah-merahan yang ringan dan rasa sesemut adalah biasa dan seharusnya hilang dalam masa 1 jam.

Catatan: Bagi mendapatkan kesan maksimum, gunakan alat dua kali seminggu. Jangan gunakan alat terlalu kerap, kerana ini boleh menyebabkan kerengsaan kulit.



1 Tekan butang hidup/mati untuk menghidupkan alat.

2 Apabila anda menggunakan alat bagi kali pertama, uji muncungnya pada lengan bawah sebelum anda menggunakannya pada muka anda. Lalukan alat anda pada kulit anda sekali dan kemudian tunggu selama kira-kira sejam. Jika tindak balas yang mungkin berlaku reda, anda boleh menggunakan muncung tersebut pada muka anda.

Catatan: Sentiasa periksa muncungnya secara visual untuk melihat sama ada muncung tersebut rosak. Muncung yang rosak akan mencalarakan kulit anda. Jika petuanya rosak, gantikan.

Catatan: Jangan gunakan alat tanpa muncungnya kerana ini tidak akan memberi faedah kepada kulit anda dan mungkin menyebabkan tindak balas kulit yang tidak diinginkan.

3 Letakkan muncung pada muka anda sehingga anda terasa penyedutannya. Pastikan sentiasa ada sentuhan kulit yang penuh antara muncung dan kawasan yang akan dirawat. Walau bagaimanapun, jangan tekan muncung yang kuat-kuat pada permukaan kulit.

4 Lalukan muncung dengan perlahan-lahan dalam arah garis yang lurus. Lihat ilustrasi pertama tentang cara menggunakan alat pada zon muka pada halaman lipat keluar di belakang manual ini.

Petua: Gunakan sebelah tangan anda untuk menarik dan memegang kulit tangan itu. Alihkan alat anda dari tangan anda. Ini memudahkan lagi untuk mencapai penyedutan yang sempurna, terutama sekali pada pelipis dan pipi.

Catatan: Jangan lalukan alat di atas tahi lalat besar, tatu, tanda kotoran port wine atau solekan kekal.

Catatan: Jangan gunakan alat pada kulit di bawah atau di atas mata, kerana bahagian di situ nipis dan lembut. Apabila anda menggunakan alat di atas garis halus di sisi mata, letakkan jari tangan sebelah di sudut kelopak mata dan gerakkan alat jauh dari jari menuju ke arah pelipis.

Catatan: Jangan pegang muncungnya di satu tempat apabila anda meletakkannya pada kulit.

5 Bergantung pada jenis muncung dan keadaan kulit anda, lalukan alat di atas setiap kawasan sebanyak beberapa kali:

- Penggunaan pertama: Lalukan muncung Sensitif di atas setiap kawasan 1 atau 2 kali.
- Selepas digunakan beberapa kali: lalukan muncung Sensitif di atas setiap kawasan 4 hingga 6 kali atau mula menggunakan muncung Normal. Apabila anda menggunakan muncung normal, lalukan alat di atas kawasan sebanyak 3-4 kali. Apabila kulit anda digunakan pada alat, lalukan alat di atas setiap kawasan sebanyak 4-6 kali.



- 6 Apabila anda telah merawat semua kawasan, tekan butang hidup/mati untuk mematikan alat tersebut. Sesi yang lengkap mengambil masa kira-kira 5 minit.

Bergantung pada jenis kulit anda, anda mungkin mengalami sensasi yang hangat dan sesemut serta kulit anda menjadi agak kemerah-merahan. Ini hanyalah kesan sementara yang seharusnya akan hilang dalam masa 5-10 minit.

Petua: Di kawasan apabila sentuhan kulit yang penuh adalah lebih sukar untuk dicapai, seperti dahi, cuba cara yang berbeza untuk memegang alat tersebut. Cuba pergerakan menegak dan mendatar untuk mengetahui cara terbaik untuk mewujudkan senuhan yang sempurna dengan kulit anda. Anda boleh juga diamankan tangan anda dan menggerakkan kepala sahaja.

Awat: Jika anda mengesyaki kerosakan pada alat (seperti selepas terjatuh atau terhentak), periksa muncungnya dengan berhati-hati. Jika petuanya rosak, gantikan. Jangan gunakan muncung yang rosak, kerana ini boleh menyebabkan calar.

Selepas digunakan


Selepas digunakan, gunakan maska penyegar, krim siang atau krim malam serta pastikan anda menggunakan perlindungan matahari apabila anda keluar. Jangan gunakan sebarang kaedah pengelupasan mekanik atau kimia yang lain selama 3 hari. Jangan jalankan elektrolisis, pelilinan muka atau gunakan depilatori selama 3 hari selepas anda telah menggunakan alat tersebut. Anda boleh menggunakan solekan dengan segera selepas anda telah menggunakan alat tersebut.

Pembersihan dan penyelenggaraan


Awat: Jangan rendamkan alat di dalam air.

Amaran: Jangan sekali-kali menggunakan pad penyentalan, agen pembersihan yang melelas atau cecair yang agresif seperti petrol atau asetona untuk membersihkan pemegang atau muncungnya.


Catatan: Bersihkan muncungnya setiap kali digunakan atas sebab kebersihan dan bagi mengelakkan penurasnya daripada tersumbat. Hanya gunakan cecair pembersihan atau larutan alkohol (maks. 70%) untuk membersihkan muncungnya.



1 Matikan alat.



2 Tanggalkan muncungnya dari alat.



3 Bersihkan muncung di bawah pili air menggunakan air panas (maks. 70%) dan sedikit cecair pembersihan.

Petua: Anda boleh menggunakan berus pembersihan untuk membersihkan muncungnya.

Petua: Jika gelung pengelupasannya kotor, biarkan muncung direndam di dalam air panas dengan cecair pembersihan atau di dalam larutan alkohol selama 5-10 minit.

Catatan: Bersihkan penuras muncung dengan menterbalikkannya bagi membilaskan sebarang kotoran yang tertinggal di dalam penuras.

4 Keringkan muncung dengan tuala bebas lin atau biarkannya kering menggunakan cara kering udara. Letakkannya semula ke dalam pemegangnya apabila telah kering.

5 Bersihkan pemegang menggunakan kain yang lembap.

6 Bersihkan penagak cas dengan kain yang lembap.

Bahaya: Pastikan penyesuai dan penyangga pengecasan itu kering. Jangan sekali-kali rendamkan di dalam air atau bilaskannya di bawah pili air.



Penyimpanan

Simpan alat dengan muncungnya dipasang di dalam penyangga pengecasan atau beg kantung.

Petua: Biarkan muncung yang paling kerap anda gunakan pada alat, dan simpan muncung yang lain di dalam beg kantung bagi membantu anda kekal dengan pelan penggunaan anda.

Catatan: Jangan simpan muncug yang basah pada alat atau di dalam beg kantung.

Penggantian

Bagi mendapatkan hasil yang optimum, anda disyorkan agar menggantikan muncungnya setiap enam bulan sekali (atau lebih awal jika struktur lasasnya terganggu atau rosak). Muncung pengganti boleh didapati di laman web kami. Muncungnya boleh dikenal pasti mengikut kod produk. Anda boleh mendapatkan kod ini di bahagian dalam muncungnya.

Memesan aksesori

Untuk membeli aksesori atau alat ganti, lawati

www.shop.philips.com/service atau pergi ke penjual Philips anda. Anda boleh juga menghubungi Pusat Layanan Pengguna Philips di negara anda (lihat risalah jaminan seluruh dunia untuk mendapatkan butiran hubungan).

Kitar semula



- Simbol ini bermakna bahawa produk ini tidak harus dibuang bersama sampah rumah biasa (2012/19/EU).



- Simbol ini bermaksud produk tersebut mengandungi bateri boleh cas semula terbina dalam yang diliputi oleh Arahan Eropah 2006/66/EC, yang tidak boleh dilupuskan dengan sampah isi rumah yang biasa. Ikut arahan dalam bahagian 'Mengeluarkan bateri boleh cas semula' untuk mengeluarkan bateri.
- Ikuti peraturan negara anda bagi pemungutan produk elektrik dan elektronik serta bateri kitar semula secara berasingan. Pembuangan secara betul membantu mengelakkan akibat negatif bagi kesihatan manusia dan persekitaran.

Jaminan dan sokongan

Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati

www.philips.com/support atau baca risalah jaminan sedunia yang berasingan.

Penyelesai Masalah

Bab ini merumuskan masalah yang paling kerap berlaku yang mungkin anda alami dengan alat ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati **www.philips.com/support** untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pengguna di negara anda.

Masalah**Penyelesaian**

Saya tidak tahu sama ada alat ini sesuai untuk digunakan pada kulit saya.

Sila periksa sama ada alat itu sesuai untuk kulit anda.

Alat tidak mengecap.

Pastikan soket yang anda sambungkan alat itu hidup. Periksa sama ada voltan yang dinyatakan pada alat adalah selaras dengan voltan kuasa utama setempat. Periksa sama ada anda telah meletakkan alat dalam penyangga dengan betul. Jika anda menggunakan soket di dalam kabinet tandas, anda mungkin perlu menghidupkan lampu untuk mengaktifkan soketnya. Jika lampu pada alat masih tidak menyala atau jika alat masih tidak mengecap, hubungi Pusat Layanan Pengguna Philips di negara anda.

Alat tidak berfungsi semasa mengecap.

Ini ialah langkah keselamatan. Alat sepatutnya tidak berfungsi semasa dicas. Biarkan alat mengecap selama kira-kira 1 jam untuk sesi 5 minit.

Saya tidak mendapat hasil yang optimum semasa saya menggunakan alat pada kulit yang basah.

Gunakan alat ini pada kulit yang kering sahaja. Alat hanya berfungsi dengan optimum pada kulit yang kering.

Kulit saya bertindak balas kepada penggunaan alat.

Penggunaan alat ini mungkin menyebabkan kemerah-merahan yang ringan sejurus selepas digunakan. Anda mungkin mengalami rasa sesemut dan hangat semasa digunakan. Kesan ini biasanya hilang dalam masa beberapa minit dan secara umumnya terasa nyaman. Berkemungkinan anda mengalami rasa kulit yang kering atau mengelupas, kemerah-merahan atau bengkak yang lama. Dalam keadaan itu anda mungkin telah menekan alat terlalu kuat pada muka anda atau telah melalukan alat di atas kawasan yang sama terlalu banyak kali. Cuba untuk kurangkan tekanan pada alat semasa sesi yang seterusnya atau kurangkan melalukan alat di atas kawasan tersebut. Dalam kes yang jarang berlaku, alat mungkin menyebabkan lebam atau lepuh, tercalar atau perubahan pigmentasi. Hampir semua tindak balas kulit akan hilang dalam masa seminggu, perubahan pigmentasi akan berkurang dalam masa beberapa minit atau beberapa bulan. Bagi mengelakkan kesan sampingan yang mungkin berlaku, gunakan krim harian dengan faktor perlindungan matahari atau krim perlindungan matahari selepas sesi tersebut. Ini membantu mengelakkan selaran matahari. Alat telah diuji dan disahkan selamat untuk penggunaan seperti yang diterangkan dalam manual pengguna. Ubat atau produk dan kesan sampingannya yang mungkin berlaku boleh menjejaskan seseorang individu dengan cara yang berbeza. Memandangkan sentiasa ada kemungkinan kesan sampingan yang jarang berlaku atau tidak diketahui sebelum ini mungkin berlaku dengan menggunakan alat ini atau sebarang produk lain, sila hubungi Pusat Layanan Pengguna Philips sekiranya anda mengalami kesan sampingan yang tidak disebutkan di atas.

Sukar untuk meluncurkan alat di atas kulit saya/saya tidak dapat merasakan penyedutannya/kesannya kelihatannya kurang daripada sesi yang sebelumnya.

Periksa sama ada penurasnya tersumbat. Bersihkan muncungnya dengan membilasnya di bawah pili air. Jika gelung pengelupasannya kotor, biarkan muncung direndam di dalam air panas dengan cecair pembersihan selama 5-10 minit. Anda boleh menggunakan cecair pembersihan untuk membersihkannya. Pastikan anda membersihkan penuras dengan muncungnya diterbalikkan bagi membilaskan sebarang kotoran yang tertinggal di dalam penuras. Keringkan muncung dengan tuala bebas lin atau biarkannya kering menggunakan cara kering udara. Periksa sama ada anda boleh merasakan penyedutan alat apabila muncungnya ditanggalkan: Anda menanggalkan muncungnya dan kemudian hidupkan alat. Apabila anda meletakkan jari anda di dalam lubangnyanya, anda seharusnya dapat merasakan penyedutannya. Jika anda tidak merasakan penyedutannya, alat itu mungkin rosak. Sila hubungi Pusat Layanan Pengguna Philips di negara anda.

Masalah






Saya mengalami kesulitan mengekalkan penyedutan pada dahi saya.


Penyelesaian

Cuba cara yang berbeza untuk memegang alat tersebut untuk mencari sudut muncung yang betul dengan dahi untuk memperoleh sentuhan kulit yang betul. Pastikan untuk melalukan alat dengan perlahan-lahan di atas dahi. Anda boleh mencuba untuk mendinginkan tangan anda dan menggerakkan kepala sahaja.

Saya tidak tahu bila untuk menggunakan muncung 'Normal'.

Sebaik sahaja anda tidak mengalami kesan sampingan daripada menggunakan muncung 'Sensitif', anda boleh mencuba muncung 'Normal'. Harap maklum bahawa pada kali pertama anda menggunakan muncung baharu, anda mungkin mengalami tindak balas kulit yang berbeza. Berikan kulit anda sedikit masa untuk dibiasakan dengan muncung yang baharu.







© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.1871.1