

# PHILIPS

Pèse-personne  
électronique



HF8003



## Suivez précisément l'évolution de votre corps

### Enregistrez votre poids

Le pèse-personne électronique de Philips vous donne une mesure précise du poids (jusqu'à 150 kg avec une précision de 100 g). Élégant, pratique et facile à utiliser.

#### Calculs d'une précision professionnelle

- Supporte jusqu'à 150 kg avec une précision de 100 grammes
- Technologie à 4 capteurs pour des calculs fiables et précis
- S'adapte aux différences de pesanteur à travers le monde

#### Suivez les fluctuations de poids

- Affiche votre poids précédent

#### Bonne lisibilité

- Grand écran contrasté pour une meilleure lisibilité

# Caractéristiques

## Caractéristiques

Enregistre votre poids  
Écran facile à lire  
Facile à nettoyer  
Prêt à l'emploi immédiat  
Antidérapante

## Spécificités techniques

Poids maximum: 150 kg  
Poids minimum: 10 kg  
Résolution: 100 g  
Unité de mesure  
Compensation de la pesanteur: 6 zones  
Technologie: 4 capteurs  
Afficheur: LCD

Couleur(s): blanc

Dimensions: 326 x 326 x 30 millimètre

Piles: 4 x LR6 AA 1,5 V

## Accessoires

Piles: inclus  
Pieds spécial tapis: 4 pièces  
Manuel

