

PHILIPS

Электронные весы



HF8003



Узнайте свой точный вес

Весы с памятью

Электронные весы Philips гарантируют точные результаты взвешивания. Они измеряют вес до 150 кг с точностью до 100 г. Стильные, удобные и простые в использовании.

Профессионально точное взвешивание

- Взвешивание до 150 кг с точностью 100 г
- Технология 4-х датчиков для надежного и точного взвешивания
- Компенсация гравитационных различий в разных частях мира

Следите за изменениями веса

- Показывает ваш вес при предыдущем взвешивании

Простое считывание

- Большой и высококонтрастный дисплей для четкой индикации

Характеристики

Функции

Весы с памятью
Простая индикация
Легко мыть
Мгновенная готовность к работе
Защита от скольжения

Технические характеристики

Максимальный вес: 150 кг
Минимальный вес: 10 кг
Разрешение: 100 г
Единица измерения: кг / стоуны/ фунты,
Компенсация различия гравитации: 6 зон
Технология: с 4 датчиками
Дисплей: ЖК-дисплей
Цвет: белый

Размеры:

326 x 326 x 30 мм
Элементы питания: 4 x LR6 AA 1,5 В

Аксессуары

Элементы питания: в комплекте
Ножки для установки на ковер: 4 шт.
Руководство

