



Philips
Digital våg



HF8005

Ge din kropp en korrekt röst

Vikthantering

Med Philips digitalvåg får du noggrann viktmätning upp till 180 kg. Dess avancerade vikthanteringsfunktioner gör det enkelt att hålla reda på viktförändringar och hjälper dig på vägen mot en god allmän hälsa.

Professionellt noggrann mätning

- Mäter upp till 180 kg med 100 grams precision
- Teknik med 4 givare för tillförlitlig och korrekt mätning
- Anpassar sig till skillnader i gravitationen runt jorden

Vikthantering

- Visa din vikthistorik över tiden
- Hjälper dig uppnå och hålla din idealtvikt
- Stöd för flera användare

Enkel avläsning

- Stort teckenfönster med hög kontrast för god läsbarhet

Hållbar formgivning som är lätt att underhålla

- Hållbar formgivning i rostfritt stål som är lätt att underhålla

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Funktioner

- Vikthantering
- Vikthistorik
- Flera användare
- Tydligt teckenfönster
- Hållbar formgivning
- Enkel att rengöra
- Klar att använda direkt

Tekniska specifikationer

- **Maxvikt:** 180 kg
- **Minvikt:** 10 kg
- **Upplösning:** 100 g
- **Mättenhet:** kg / st / lb,
- **Gravitationskompensation:** 6 zoner
- **Teknik:** 4 givare
- **Teckenfönster:** LCD
- **Färg:** Grå (borstat rostfritt stål)
- **Material:** Rostfritt stål
- **Mått:** 298x298x40 mm
- **Batterier:** 4 x LR6 AA 1,5V

Tillbehör

- **Batterier:** medföljer
- **Mjuka tassar:** 4 bitar
- Manuell



Publiceringsdatum
2009-02-12

Version: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com