

Item/42/SAP codes:	421335445010 / SCD148/60
Product:	Tag UrbanBag DB – (Black)
Languages:	GB/FR/DE/NL/ES/IT/PT/RU (8 langs)
To print colours:	cyan magenta yellow black Pantone 647C
Profile/dimensions:	W90mm x H140mm
Extent:	8pp booklet
Matches leaflet:	83 0101 0242 #1
Barcodes:	EAN13: 5 012909 00742 9
PZN:	0759914
Point 6 ref:	9738-UBagEU_Bk5010.indd
Date:	21st December 2007
Created by Point 6 Design. +44 (0)20 8962 5880	

P6 PROOF DETAILS

**Tag UrbanBag – GB/EU**

- GB** Call FREE on **0800 289064**
- IRL** Call FREE on **1800 509 021**
- AU** **1300 364 474**
- FR** Numéro Vert **0800 90 81 54**
- DE** **0800 180 81 74** (gebührenfrei)
- AT** **0800 292 553** (gebührenfrei)
- CH** **056 266 5656**
- NL** **0900 101 101 5** (€0,25 per minuut)
- BE** **+32 (0)9 259 10 50**
- LU** **+32 (0)9 259 10 50**
- ES** Llame gratis al **900 97 44 35** (sólo para España)
- IT** Chiama il numero verde **800 790502**
- PT** Telefone Gratuito **800 20 47 23**
- RU** Тел. **8-800-200-22-29**

[www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

Philips of Holland. All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognised as such.

Made in China / Hecho en China

AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England  
(AVENT Ltd is a member of the Philips Group)

AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, Inglaterra



SCD148/60



PZN: 0759914

# AVENT

## UrbanBag



**PHILIPS**

# AVENT UrbanBag

- GB** One bag, two looks  
Simply swap the front flap to change the design
- FR** Un sac, deux modèles  
Il suffit d'inverser le rabat pour changer le look
- DE** Eine Tasche, zwei Designs  
Mit austauschbarem Taschencover für einen anderen Look
- NL** Eén tas, twee designs  
Door de voorklep te verwisselen verandert u het design van de tas
- ES** Una bolsa, dos estilos  
Simplemente intercambiando la solapa, cambiará el diseño de su bolsa
- IT** Una borsa, due opzioni  
Basta cambiare rivolto della borsa per avere un nuovo design
- PT** Uma mala, dois padrões  
Simples, troque a pala frontal para alterar o padrão
- RU** Одна сумка – два обличья  
Чтобы изменить внешний вид сумки, вам достаточно всего лишь сменить передний клапан



# AVENT UrbanBag



- GB Contents**  
Bag  
Baby Changing Mat  
Laundry Bag  
Personal Items Pocket

- DE Inhalt**  
Tasche  
Wickelunterlage  
Wäschebeutel  
Tasche für persönliche  
Utensilien

- FR Contenu**  
Sac  
Matelas à langer  
Pochette à linge  
Pochette personnelle





**NL Inhoud**

Tas  
Verschoningskussen  
Waszakje  
Zakje voor persoonlijke  
artikelen

**ES Contenido**

Bolsa  
Cambiador extraíble  
Bolsa para la ropa sucia  
Bolsillo para sus artículos  
personales

**IT Contenuto**

Borsa  
Fasciatoio  
Sacchettino per indumenti sporchi  
Tasca per oggetti personali

**PT Contém**

Bolsa  
Muda Fraldas  
Saco para Roupa Suja  
Bolsa para Produtos Pessoais

**RU Комплектация**

сумка  
матрасик для пеленания  
пакет для использованных  
подгузников  
съёмный карман для личных вещей



- GB** Choice of two zip-on flaps offers two looks in one.
- Wide adjustable shoulder strap for optimum carrying comfort.
- Spacious, easy access interior and easy-close magnetic fastening.
- 3M Thinsulate™ pocket keeps two AVENT bottles of pre-boiled hot water warm or cold ready-mixed formula/breast milk cool for several hours.
- Detachable pocket for personal items.
- Lightweight, wipe-clean microfibre.

- DE** Zwei verschiedene Designs in einem – Taschencover leicht austauschbar durch Reißverschluss.
- Breiter, verstellbarer Schulterriemen für maximalen Tragekomfort.
- Geräumige, leicht zugängliche Innenfächer und leicht zu schließende Magnetverschlüsse.
- Ein integriertes, von außen zugängliches 3M Thinsulate™ Isolierfach hält zwei AVENT Flaschen oder Becher mit vorher abgekochtem Wasser warm oder Muttermilch/Milchnahrung kühl – für mehrere Stunden.
- Herausnehmbare Tasche für persönliche Utensilien.
- Hergestellt aus leichter, abwaschbarer Mikrofaser.

- FR** Choix de deux modèles de rabats à zip pour donner deux sacs en un.
- Bandoulière ajustable bien large pour plus de confort.
- Intérieur spacieux et facile d'accès avec sa fermeture aimantée.
- Poche isotherme en Thinsulate™ 3M pour conserver deux biberons AVENT chauds ou froids pendant plusieurs heures.
- Pochette amovible pour effets personnels.
- En microfibre légère, vite nettoyée.

- NL** De keuze uit twee verschillende afritsbare voorkleppen geeft u 'twee designs in één'.
- Brede verstelbare schouderband voor optimaal draagcomfort.
- Gemakkelijk ruim binnenvak en handige magnetische sluiting.
- 3M Thinsulate™ isoleervak houdt 2 AVENT flessen met voorgekookt heet water gedurende enkele uren warm of koude flesvoeding/ moedermelk gedurende enkele uren koel.
- Apart zakje voor persoonlijke artikelen.
- Gemaakt van lichtgewicht microvezel, kan met nat doekje worden afgenomen.



**ES** Dos solapas con cremallera, para “cambiar su bolsa de diseño”.

Tirante ajustable para mayor comodidad.

Interior de fácil acceso y gran capacidad. Cierre magnético.

Portabiberón Térmico fabricado en 3M Thinsulate™ con capacidad para dos biberones AVENT. Conserva el agua caliente o la leche materna/artificial fría, durante varias horas.

Bolsillo desmontable para sus artículos personales.

Ligera y fabricada en microfibra de alta calidad.

**PT** Uma escolha de dois padrões com as palas de fecho, para lhe dar ‘dois em um’.

Alça de ombro ajustável em altura, para um maior conforto.

Espaçosa, fácil acesso interior e sistema facilitado de fecho magnético.

A bolsa 3M Thinsulate™ mantém dois biberões AVENT com água quente ou leite em pó/materno frio, durante várias horas.

Bolsa destacável para produtos pessoais.

Fabricada em microfibra lavável e muito leve.

**IT** Possibilità di cambiare il risvolto della borsa con zip, per avere così ‘due design in uno’.

Comoda tracolla regolabile per il massimo comfort.

Interno comodo e spazioso, con pratica chiusura magnetica.

La tasca portabiberon in 3M Thinsulate™ può mantenere caldi due biberon AVENT con acqua bollita, o freddi due biberon con latte materno o artificiale, per alcune ore.

Tasca rimovibile per gli oggetti personali.

In microfibra leggera e facile da pulire.

**RU** Благодаря сменным клапанам на застежке-молнии одна сумка может выглядеть как две разных.

Сумка удобна в носке: широкий плечевой ремень регулируется по длине.

Сумка вместительна, легко закрывается магнитной застежкой.

Отделение из термоизолирующей ткани 3M Thinsulate™ вмещает 2 бутылочки AVENT. Горячая кипяченая вода в них останется теплой, а холодное сцеженное молоко или молочная смесь – прохладными в течение нескольких часов.

Съемный карман для личных вещей.

Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй.