

- GB** Call FREE on **0800 289064**
- IRL** Call FREE on **1800 509 021**
- AU** **1300 364 474**
- FR** Numéro Vert **0800 90 81 54**
- DE** **0800 180 81 74** (gebührenfrei)
- AT** **0800 292 553** (gebührenfrei)
- CH** **056 266 5656**
- NL** **0900 101 101 5** (€0,25 per minuut)
- BE** **+32 (0)9 259 10 50**
- LU** **+32 (0)9 259 10 50**
- ES** Llame gratis al **900 97 44 35** (sólo para España)
- IT** Chiama il numero verde **800 790502**
- PT** Telefone Gratuito **800 20 47 23**
- RU** Teл. **(495) 933 15 55**

[www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

Made in China. Philips of Holland. All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognised as such. AVENT, Suffolk, CO10 7QS, England

Hecho en China. AVENT, Suffolk, CO10 7QS, Inglaterra



SCD151/60



PZN: 0760633

# AVENT

## CompactBag



AVENT is a trademark of Philips

**PHILIPS**

# AVENT CompactBag

- GB** The essential carry bag for short trips
- FR** Le sac indispensable pour les petites sorties
- DE** Der unentbehrliche, kompakte Begleiter
- NL** De ideale tas voor korte uitstapjes
- ES** La bolsa ideal para salidas cortas
- IT** La borsa indispensabile per i viaggi brevi
- PT** O Saco essencial para deslocações curtas
- RU** Компактная сумка для коротких поездок с ребенком



# AVENT CompactBag



**GB** Contents  
CompactBag  
Baby Changing Mat

**FR** Contenu  
CompactBag  
Matelas à langer

**DE** Inhalt  
CompactBag  
Wickelunterlage



**NL** Inhoud  
CompactBag  
Verschoningskussen

**ES** Contenido  
CompactBag  
Cambiador

**IT** Contenuto  
CompactBag  
Fasciatoio

**PT** Contém  
CompactBag  
Muda-fraldas

**RU** В комплект входят  
Сумка CompactBag  
Матрасик для пеленания



**GB** Main compartment is large enough for clothes, soothers, small toys and changing items.

3M Thinsulate™ pocket keeps two AVENT bottles of pre-boiled hot water warm or cold ready-mixed formula/breast milk cool for several hours.

Zippered, lined compartment keeps wipes moist.

Full-size, removable baby changing mat.

Adjustable shoulder strap.

Lightweight, wipe-clean microfibre.

**DE** Hauptfach mit genug Platz für Babykleidung, Schnuller und Wickelzubehör.

Ein integriertes, von außen zugängliches 3M Thinsulate™ Isolierfach hält zwei AVENT Flaschen oder Becher mit vorher abgekochtem Wasser warm oder Muttermilch/Milchnahrung kühl – für mehrere Stunden.

Gefüttertes Reißverschlussfach für feuchte Pflgeutücher.

Herausnehmbare Wickelunterlage.

Verstellbarer Schulterriemen.

Hergestellt aus leichter, abwaschbarer Mikrofaser.

**FR** Intérieur suffisamment spacieux pour y mettre vêtements, sucettes, petits jouets et accessoires pour le change.

Poche isotherme en Thinsulate™ 3M pour conserver deux biberons AVENT chauds ou froids pendant plusieurs heures.

Pochette à zip doublée pour conserver des lingettes humides

Matelas à langer amovible.

Bandoulière ajustable.

En microfibre légère, vite nettoyée.

**NL** Het binnenvak is groot genoeg voor kleertjes, kleine speeltjes, fopspenen en de spulletjes voor het verschonen van uw baby.

3M Thinsulate™ isoleervak houdt 2 AVENT flessen met voorgekookt heet water gedurende enkele uren warm of koude flesvoeding/ moedermelk gedurende enkele uren koel.

Het gevoerde vak met rits aan de voorkant van de tas houdt uw babydoekjes vochtig.

Met uitneembaar verschoningskussen.

Verstelbare schouderband.

Gemaakt van lichtgewicht microvezel, kan met nat doekje worden afgenomen.

**ES** Compartimento principal con capacidad para ropa, chupetes, pequeños juguetes y todo lo necesario para el cambio de pañal.

Portabiberón Térmico fabricado en 3M Thinsulate™ con capacidad para dos biberones AVENT. Conserva el agua caliente o la leche materna/artificial fría, durante varias horas.

Compartimento con cremallera para mantener las toallitas húmedas.

Incluye cambiador extraíble.

Tirante ajustable.

Ligera y fabricada en microfibra de alta calidad.

**PT** Compartimento principal para roupa, chupetas, pequeno brinquedo e acessórios para a muda da fralda.

A bolsa 3M Thinsulate™ mantém dois biberões AVENT com água quente ou leite em pó/materno frio, durante várias horas.

Compartimento com fecho para manter as toalhas húmidas.

Muda Fraldas tamanho normal removível.

Alça ajustável.

Fabricada em microfibra lavável e muito leve.

**IT** Ampio scomparto principale per riporvi vestiti, succhiatti, piccoli giocattoli e tutto ciò che serve per il cambio del pannolino.

La tasca portabiberon in 3M Thinsulate™ può mantenere caldi due biberon AVENT con acqua bollita, o freddi due biberon con latte materno o artificiale, per alcune ore.

Scomparto foderato con zip per mantenere le salviette rinfrescanti sempre umide.

Comodo fasciatoio estraibile.

Tracolla regolabile.

In microfibra leggera e facile da pulire.

**RU** Основное отделение сумки вмещает одежду, пустышки, мягкие игрушки, смену подгузников.

Внутренний карман из ткани 3M Thinsulate™ вмещает 2 бутылочки AVENT и позволяет хранить горячую кипяченую воду или холодное грудное молоко/ молочную смесь в течение нескольких часов.

Отделение для влажных салфеток, застывающееся на молинию.

Матрасик для пеленания.

Плечевой ремень регулируемой длины.

Легкую ткань с микрофиброй можно протирать влажной тканью.