

飞利浦新安怡  
微波炉蒸汽消毒锅起步  
套装



SCF271/02

## 方便快捷

2 分钟可消毒 6 个奶瓶

飞利浦新安怡微波炉蒸汽消毒锅设计轻盈小巧，是您在户内外使用的理想之选。如不打开锅盖，锅内物品可保持消毒状态达 24 小时之久。

### 优点和功能:

- 快捷，易于使用
- 小巧轻便
- 适合家居和旅行
- 大容量
- 安全，易于把握
- 高效消毒

PHILIPS  
AVENT  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 产品亮点

### 快捷，易于使用



只需加水，放置好奶瓶后放入微波炉内加热 2 分钟（1100-1850 瓦加热 2 分钟，850-1000 瓦加热 4 分钟，500-850 瓦加热 6 分钟）。

### 小巧轻便



适合大部分微波炉。方便旅行携带。

### 大容量



一次最多可放置六个 260 毫升 /9 安士的新安怡奶瓶，或两个飞利浦新安怡吸乳器和两个新安怡奶瓶。

### 安全，易于把握



夹子可牢固关紧盖子，侧面的绝热手柄有助于安全把握。

### 高效消毒



医学证明，蒸汽的高热量可以杀灭有害细菌。

## 规格

### 重量和尺寸

- 重量：740 G
- 尺寸：166（高），280（宽），280（长）毫米

### 原产地

- 英国

### 包装内物品

- 微波蒸汽消毒锅：1 件
- Airflex 奶瓶（260 毫升 /9 安士）：2 件
- 特柔慢流量奶嘴：2 件
- 夹钳：1 件

### 发育阶段

- 阶段：0 至 6 个月



发行日期 2010-01-26

版本：7.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)