

飞利浦新安怡
微波炉蒸汽消毒锅



SCF271/06

方便快捷

消毒 6 个奶瓶只需 2 分钟 *

飞利浦新安怡微波炉蒸汽消毒锅设计轻盈小巧，是您在户内外使用的理想之选。如不打开锅盖，锅内物品可保持消毒状态达 24 小时之久。

快捷，易于使用

- 只需加水、组装并放入微波炉

小巧轻便

- 便于旅行携带。适合大部分微波炉。

安全，易于把握

- 如不打开器具，其可保持消毒状态长达 24 小时之久

高效消毒

- 通过天然蒸汽消毒，提供额外保护

安全，易于把握

- 侧面绝热手柄可令盖子闭合更牢固

PHILIPS
AVENT

sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

重量和尺寸

- 尺寸: 166 (高), 280 (宽), 280 (长) 毫米
- 重量: 740 克

原产地

- 英国

包装内物品

- 微波蒸汽消毒锅: 1 件

- Airflex 奶瓶 (260 毫升 / 9 安士): 1 件
- Airflex 奶瓶 (125 毫升 / 4 安士): 1 件
- 特柔慢流量奶嘴: 1 件
- 特柔新生儿奶嘴: 1 件
- 新生儿奶嘴: 1 件
- 夹钳: 1 件

发育阶段

- 阶段: 0 至 6 个月



发行日期 2011-06-20

版本: 7.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com