



Philips AVENT  
Digitale stoomsterilisator

220 - 240 V



SCF276/42

## Altijd klaar wanneer jij dat bent

24 uur steriel dankzij geavanceerde technologie

De Philips AVENT digitale stoomsterilisator werkt snel en onafgebroken. De inhoud blijft steriel tot je die nodig hebt, zodat je gewoon kunt doorgaan met je andere bezigheden.

### Klaar wanneer jij dat bent

- Houdt de inhoud dag en nacht steriel

### Je blijft op de hoogte

- Geavanceerd digitaal scherm en geluidssignalen

### Effectieve sterilisatie

- Extra bescherming door sterilisatie met natuurlijke stoom

### Snel

- Inhoud is binnen 6 min. steriel en klaar voor gebruik

### Eenvoudig te gebruiken

- Voeg simpelweg water toe en selecteer de gewenste modus



PHILIPS  
AVENT

sense and simplicity

# Specificaties

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen: 320 (H), 235 (B), 235 (L) mm
- Gewicht: 1,609 kg

## Land van herkomst

- Engeland

## Inclusief

- Tang: 1 stk
- Maatbeker: 1 stk

## Vermogen

- Voltage: 220 - 240 V

## Ontwikkelingsfases

- Fases: 0 - 6 maanden



Publicatiedatum  
2011-11-25

Versie: 4.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dit product wordt zonder fles geleverd