

飞利浦新安怡  
微波炉蒸汽消毒锅起步  
套装

• 简约欧式



SCF277/01

## 消毒 6 个奶瓶只需 2 分钟 \*

快捷的消毒锅，使用方便

新安怡微波炉蒸汽消毒锅套装小巧轻便，是居家和旅行的理想选择

### 快捷，易于使用

- 只需加水、组装并放入微波炉

### 小巧轻便

- 便于旅行携带。适合大部分微波炉。

### 安全，易于把握

- 如不打开器具，其可保持消毒状态长达 24 小时之久

### 高效消毒

- 通过天然蒸汽消毒，提供额外保护

### 安全，易于把握

- 侧面绝热手柄可令盖子闭合更牢固

PHILIPS  
AVENT

# 规格

## 技术规格

- 消毒时间：1100-1850 瓦时为 2 分钟，850-1000 瓦时为 4 分钟，500-800 瓦时为 6 分钟
- 盛水容量：200 毫升

## 重量和尺寸

- 尺寸：166（高），280（宽），280（长）毫米
- 重量：740 克

## 原产地

- 英国

## 包装内物品

- 微波蒸汽消毒锅：1 件
- 经典系列奶瓶（4 安士）：2 件
- 经典系列奶瓶（9 安士）：2 件
- 夹钳：1 件
- 量壶：1 件

## 发育阶段

- 阶段：0 至 6 个月



发行日期 2013-05-31

版本：5.0.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1100-1850 瓦时为 2 分钟，850-1000 瓦时为 4 分钟，500-800 瓦时为 6 分钟。