

PHILIPS

AVENT

3合1电子蒸汽消毒锅

电子消毒锅

SCF284/03



最简单的消毒方式

尺寸可调节，节省厨房空间

我们推出的全新电子蒸汽消毒锅经专门设计，可令消毒简单易行。尺寸可调节，占用更少的厨房空间，适合宽口径和标准口径奶瓶。

3合1消毒锅

- 尺寸可调节

适合所有类型的奶瓶

- 适合宽口径和标准口径奶瓶

快速安全

- 6分钟周期和自动关熄功能

高效消毒

- 天然蒸汽消毒，消灭 99.9% 的有害细菌

不含双酚 A

- 此消毒锅由不含双酚 A 的材料制成



产品亮点

3合1消毒锅



此款飞利浦新安怡3合1消毒锅大小可调，在完美装纳您要消毒的物品的同时，占据最少的厨房空间。3合1的功能包括：1) 用于消毒安抚奶嘴的小型配置 2) 用于消毒吸奶器、幼儿碗筷、刀叉的中型配置 3) 用于消毒6个婴儿奶瓶的大型配置

适合所有类型的奶瓶



消毒锅经专门设计，适合宽口径和标准口径奶瓶，以及不同的吸乳器和配件。这使您可以随意选择最适合您和您的宝宝的奶瓶和配件。消毒锅最多可容纳6个11安士 / 330毫升的飞利浦新安怡奶瓶。

6分钟周期和自动关熄功能



只需6分钟，奶瓶和配件就可完成消毒。一旦消毒完成，设备便会自动关闭，以确保更加安全，减少能源消耗。

消灭99.9%的有害细菌



消毒可在您宝宝的免疫系统足够强壮前保护他们不被特别有害的细菌入侵。飞利浦新安怡微波炉蒸汽消毒锅使用医院用的蒸汽消毒方法，整个过程快捷有效，而且不含化学物质。如果没有开盖，里面的物品可以保持消毒状态长达24小时。

不含双酚A



此消毒锅由不含双酚A的材料制成

规格

原产地

土耳其

包装内物品

夹钳: 1件

功率

电压: 220伏

发育阶段

阶段: 0至6个月

兼容性

兼容于飞利浦新安怡系列产品

材料

聚丙烯

重量和尺寸

尺寸: 290 x 160 x 350 (宽 x 深 x 高) 毫米

重量: 1.5 千克



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。