

PHILIPS

AVENT

手动吸乳器套装

外出套装

SCF300/13



乳汁流得更多、更快。

手动吸乳器带来更高的效率

独特的飞利浦新安怡手动吸乳器 SCF300/13（不含双酚 A）可确保提高效率，实验表明，比医院用双边电动吸乳器可吸出更多乳汁*。

优点和功能：

- 带隔热旅行袋和冷胶袋

实验表明效果出众

- 采用专利技术的花瓣按摩垫

温和刺激，高效吸乳

- 柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌
- 柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

操控灵活，携带方便

- 易于组装和使用

帮助延长母乳喂养时间

- 乳汁更多、更自然

产品亮点

采用专利技术的花瓣按摩垫



在您吸乳时，五个柔软的飞利浦新安怡花瓣式按摩垫轻柔地伸缩，与真空泵一起模仿宝宝的吮吸。

带隔热旅行袋和冷胶袋



保持乳汁分泌以及离开宝宝时吸奶和储奶所需的一切。

吸力柔和的真空

吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌，从而让吸乳变得更轻松。

柔软的花瓣按摩垫



采用专利技术的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，刺激乳汁自然更快分泌。

易于组装和使用



无噪音，方便携带。

规格

原产地

英国

包装内物品

ISIS 手动吸乳器: 1 件
母乳储存杯 (125 毫升/4 安士): 2 件
微纤维隔热旅行包: 1 件
特柔新生儿奶嘴: 1 件
冷胶袋: 2 件
奶瓶架/漏斗盖: 1 件
备件: 1 件

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月

材料

不含双酚 A*

