

# PHILIPS

## AVENT

### 手动吸乳器

#### 带母乳储存杯

SCF310/12



## 专为舒适而设计

### 带按摩垫的最舒适吸乳器

精神过于紧张或太过匆忙会造成乳汁分泌困难，同时会影响您的奶水供应。飞利浦新安怡吸乳器 SCF310/12 设计用于提高您在吸乳时的舒适感。

#### 专为舒适而设计

- 专利的软 5 瓣按摩垫

#### 实验表明效果出众

- 临床验证的效果\*

#### 其他卓越的功能

- 独特系统设计，储奶更容易
- 轻松地手动操作

## 产品亮点

### 临床验证的效果\*

飞利浦新安怡吸乳器吸力柔和的真空可模仿宝宝自然的吮吸动作，从而吸出更多的乳汁\*

### 专利的软花瓣按摩垫



独特的活动按摩护垫，旨在帮助刺激乳汁自然分泌

### 独特的母乳储存系统



将母乳直接挤到飞利浦新安怡宽口径婴儿奶瓶和母乳储存杯中，并放到冰箱存放，让您的生活更惬意

## 规格

### 材料

不含双酚 A\*

### 发育阶段

阶段: 0 至 6 个月, 孕期

### 包装内物品

- 手动吸乳器: 1 件
- 特柔新生儿奶嘴: 1 件
- 抛弃式乳垫: 1 件
- 母乳储存杯: 2 件
- 备件: 2 件
- 新生儿奶嘴旅行盒: 1 件
- 母乳储存杯适配器: 1 件
- 母乳储存杯盖: 2 件

### 原产地 (全球)

英国

