



飞利浦新安怡
手动吸乳器

包括 4 安士奶瓶

SCF310/20



专为舒适而设计

带按摩垫的最舒适吸乳器

精神过于紧张或太过匆忙会造成乳汁分泌困难，同时会影响您的奶水供应。我们的飞利浦新安怡吸乳器 SCF310/20 设计用于提高您在吸乳时的舒适感。

专为舒适而设计

- 专利的软 5 瓣按摩垫

实验表明效果出众

- 临床验证的效果*

其他卓越的功能

- 独特系统设计，储奶更容易
- 轻松地手动操作

PHILIPS
AVENT

手动吸乳器
包括 4 安士奶瓶

规格

原产地 (全球)

- 英国

原产地 (中国)

- 中国

材料

- 不含双酚 A*

发育阶段

- 阶段: 孕期, 0 至 6 个月

包装内物品

- 手动吸乳器: 1 件
- 母乳储存杯 (125 毫升 / 4 安士): 1 件
- 奶瓶架 / 漏斗盖: 1 件
- 特柔新生儿奶嘴: 1 件
- 母乳储存密封垫: 1 件
- 备件: 2 件
- 新生儿奶嘴旅行盒: 1 件

SCF310/20

产品亮点

临床验证的效果*



飞利浦新安怡吸乳器吸力柔和的真空可模仿宝宝自然的吮吸动作，从而吸出更多的乳汁*

专利的软花瓣按摩垫



独特的活动按摩护垫，旨在帮助刺激乳汁自然分泌

独特的母乳储存系统



将母乳直接挤到飞利浦新安怡宽口径婴儿奶瓶和母乳储存杯中，并放到冰箱存放，让您的生活更惬意



发行日期 2013-10-30

版本: 6.0.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 经临床试验证明，用于为早产母亲 20 分钟内连续吸乳的功效比
医用吸乳器功效更佳