

PHILIPS

AVENT

手动吸乳器

包括 4 安士奶瓶

SCF310/88



专为舒适而设计

独特活动按摩垫，使用更加舒适

精神过于紧张或太过匆忙会造成乳汁分泌困难，同时会影响您的奶水供应。我们的飞利浦新安怡吸乳器 SCF310/20 设计用于提高您在吸乳时的舒适感。

专为舒适而设计

- 专利的软 5 瓣按摩垫

实验表明效果出众

- 临床验证的效果*

其他卓越的功能

- 独特系统设计，储奶更容易
- 轻松地手动操作

产品亮点

临床验证的效果*



飞利浦新安怡吸乳器吸力柔和的真空泵可模仿宝宝自然的吮吸动作，与医用智慧型双边电动吸乳器相比，可吸出更多的乳汁*

专利的软花瓣按摩垫



独特的活动按摩护垫，旨在帮助刺激乳汁自然分泌

独特的母乳储存系统



将母乳直接挤到飞利浦新安怡宽口径婴儿奶瓶和母乳储存杯中，并放到冰箱存放，让您的生活更惬意

规格

原产地（中国）

中国

材料

不含双酚 A*

发育阶段

阶段: 孕期, 0 至 6 个月

包装内物品

手动吸乳器: 1 件

母乳储存杯 (125 毫升/4 安士): 1 件

奶瓶架/漏斗盖: 1 件

特柔新生儿奶嘴: 1 件

母乳储存密封垫: 1 件

备件: 2 件

新生儿奶嘴旅行盒: 1 件

