

200 毫升



SCF503/20



有效清洁、滋润和呵护宝宝肌肤

富含牛油树脂精油、鳄梨油和牛奶蛋白

它可温和地清洁、滋润和呵护宝宝的幼嫩肌肤，解决干燥问题，让宝宝的肌肤柔滑健康。

轻柔呵护宝宝的肌肤

- 质地极为温和，呵护最敏感的肌肤
- 低敏感
- 酸碱均衡

适合日常使用

- 令宝宝皮肤柔软光滑

规格

包装内物品

香薰保湿润肤油: 1支 200 毫升

原产地

英国

设计

颜色: 产品设计因国家而异。
奶瓶

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月, 6 至 12 个月

原料

牛奶蛋白
鳄梨
牛油树脂