

Philips AVENT  
Almacenamiento  
Tarritos para leche  
materna



SCF612/10



# Un sistema, múltiples opciones

## Sistema de almacenamiento

VIA es un sistema de almacenamiento versátil y práctico sin BPA, diseñado para adaptarse a las necesidades de su bebé. Con un mismo vaso podrá extraer, almacenar y alimentar con su leche materna al bebé, sin necesidad de cambiar la leche a otro envase.

### **Ventajas y características:**

- Fácil de organizar
- Tapas con cierre a rosca para evitar que goteen
- Perfectos para llevar fuera de casa
- Se puede usar en el frigorífico/congelador
- Para todos los extractores de leche y tetinas Philips AVENT
- Ideal para almacenar leche materna

**PHILIPS**  
**AVENT**

sense and simplicity

# Especificaciones

## País de origen

- Inglaterra: Sí

## Qué incluye

- Tapa: 10 uds
- Adaptador para vaso de almacenamiento de leche: 2 uds
- Vaso VIA preesterilizado (180 ml): 10 uds

## Material

- Sin BPA\*: Sí

## Diseño compacto

- Compacto: Ideal para viaje, Apilables

## Etapas de desarrollo

- Etapas: De 0 a 6 meses, De 0 a 6 meses, De 6 a 12 meses



Fecha de emisión  
2012-03-23

Versión: 6.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)