



Philips AVENT  
Vasos de repuesto

240 ml

SCF616/10



## Un sistema, múltiples opciones

### Sistema de almacenamiento

VIA es un sistema de almacenamiento versátil que ocupa poco espacio, diseñado para crecer con su bebé. Permite usar el mismo vaso para almacenar y alimentar al bebé tanto con leche materna como con otros alimentos. Se adapta a todos los extractores y tetinas de Philips AVENT.

#### **Ventajas y características:**

- Fácil de organizar
- Para usar con el sistema de almacenamiento VIA
- Perfectos para llevar fuera de casa
- Se puede usar en el frigorífico/congelador
- Para todos los extractores de leche y tetinas Philips AVENT
- Los vasos VIA están preesterilizados para un uso inmediato

**PHILIPS**  
**AVENT**

sense and simplicity

Vasos de repuesto  
240 ml

SCF616/10

# Especificaciones

## País de origen

- Inglaterra: Sí

## Qué incluye

- Vaso de almacenamiento (240 ml): 10 uds

## Material

- Sin BPA\*: Sí

## Etapas de desarrollo

- Etapas: De 0 a 6 meses, De 0 a 6 meses, De 6 a 12 meses



Fecha de emisión  
2012-03-23

Versión: 6.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)