

PHILIPS

AVENT

手动吸乳器



SCF900/00



舒适而快速

舒适而快速的吸乳体验

飞利浦新安怡标准系列手动吸乳器 SCF900/00 可保证舒适而快速的吸乳体验，最适合您和您的宝宝的需求。

柔软花瓣按摩垫，刺激快速泌乳

- 柔软的硅胶花瓣垫

采用人体工程学设计的手柄，轻松吸乳

- 采用人体工程学设计的手柄

优化的吸力级别有助于吸乳

- 经优化设计的吸力强度
- 吸力柔和的真空

轻松吸乳、易于存储和方便哺乳

- 轻松吸乳、易于存储和方便哺乳

柔软罗纹奶嘴，便于宝宝吸吮

- 软罗纹硅胶奶嘴容易吸吮

产品亮点

轻松吸乳和方便哺乳

带有存储杯盖，可将吸出的母乳直接存储至冰箱以保持新鲜；吸乳后使用标准口径奶嘴为宝宝哺乳

采用人体工程学设计的手柄



手柄根据人体工程学设计，因此更省力、轻松吸乳

吸力柔和的真空

吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作

优化的吸力强度



吸力强度经优化设计，可确保舒适和高效

软罗纹硅胶奶嘴



飞利浦新安怡软罗纹硅胶奶嘴便于宝宝的嘴贴合和吸吮奶嘴。因此，宝宝可以更舒适地吸吮。

柔软的硅胶花瓣垫



飞利浦新安怡吸乳器柔软的硅胶花瓣垫紧密贴合乳房，并轻柔地按摩乳头周围的区域，刺激乳汁快速分泌

规格

原产地

中国

发育阶段

阶段: 0 至 6 个月

包装内物品

奶瓶架/漏斗盖: 1 件

特柔新生儿奶嘴: 1 件

手动吸乳器: 1 件

母乳储存密封垫: 1 件

储奶容器 (120 毫升/4 安士): 2 件

奶嘴上盖和螺旋盖: 1 件

瓶颈大小

标准口径

