

PHILIPS

Solution de nettoyage Jet Clean

Nettoie et lubrifie

Parfum frais

Offre spéciale

HQ203/50



Un rasage de près durable

Pour des performances optimales

Un rasoir propre garantit un niveau de performance optimal. Utilisez la solution Philips Jet Clean HQ203/50 avec votre système Jet Clean pour un nettoyage impeccable de vos têtes de rasage Philips.

Offre spéciale

- Lot de 3 flacons de solution Jet Clean

Conserve votre rasoir en parfait état

- Pour des performances de rasage optimales

Nettoie et lubrifie vos têtes de rasage

- Pour un nettoyage en profondeur

Nouveau parfum fraîcheur

- Laisse vos têtes de rasage délicatement parfumées

Points forts

Offre spéciale

Lot de 3 flacons de solution Jet Clean, pour un rasage précis et une sensation de fraîcheur.

Solution Jet Clean

La solution Jet Clean nettoie et lubrifie vos têtes de rasage.

Nettoyage en profondeur

Une fois nettoyées, les têtes de rasage de votre rasoir électrique Philips sont comme neuves.

Nouveau parfum fraîcheur

Laisse vos têtes de rasage délicatement parfumées, pour un rasage précis et une sensation de fraîcheur.

Caractéristiques

Sommaire

Capacité: 900 ml

Contenu suffisant pour: Jusqu'à 3 mois d'utilisation

Emballage: 3 flacons

Nettoyage

Utilisation: Remplacez le liquide après chaque cycle de nettoyage

