

PHILIPS

Tête pour
VisaPure Advanced

Massage revitalisant

Tête intelligente

SC6060/00



Une peau rayonnante et revitalisée

Stimule la circulation sanguine et détend les muscles

La tête spéciale massage revitalisant a été développée en collaboration avec des experts en massage japonais. Le programme personnalisé DualMotion augmente la circulation sanguine et détend les muscles du visage, pour une peau rayonnante, revitalisée et éclatante de santé.

Améliore la circulation sanguine, pour une peau éclatante

- Plus d'oxygène et de nutriments essentiels sont disponibles dans la peau

Détend les muscles pour une expérience revitalisante

- Agit sur les couches profondes de la peau afin de détendre les muscles

Programme personnalisé avec technologie DualMotion

- Comme si 750 doigts vous tapotaient la peau chaque minute

Simple à utiliser, s'intègre facilement à votre routine de soin

- Peut être utilisé avec ou sans crèmes, laits et huiles
- La tête est facile à nettoyer à l'eau chaude et au savon
- À utiliser 1 à 3 fois par semaine pour une sensation revitalisante

Reconnaissance intelligente de la tête, DualMotion sur mesure

- Programme 3 minutes, 2 réglages d'intensité, rotation bidirectionnelle




asimpleswitch.com

Points forts

Améliore la circulation sanguine


En utilisant la tête spéciale massage revitalisant et son programme personnalisé DualMotion, vous augmentez la circulation sanguine, pour une peau rayonnante et éclatante de santé. Une sensation revitalisante agréable sur votre peau.

Détend les muscles



La tête spéciale massage revitalisant produit un massage profond qui agit sur les couches profondes de la peau. Elle détend ainsi les petits muscles du visage, pour une expérience relaxante et agréable.

750 mouvements de doigts par minute



Le programme personnalisé DualMotion offre une expérience revitalisante et relaxante. Développé en collaboration avec des experts en massage japonais, il reproduit deux célèbres techniques de massage : le pétrissage et le tapotement. Il est capable de faire ce que

vos mains ne peuvent pas faire. Grâce au design élégant et fonctionnel de la tête avec ses cinq petites billes, il donne l'impression que 750 doigts vous tapotent la peau toutes les minutes. Le programme de massage revitalisant dure 3 minutes. Profitez d'un agréable massage du visage plusieurs fois par semaine.

S'intègre à vos gestes quotidiens

Facile à intégrer à vos gestes quotidiens. Vous pouvez utiliser la tête avec vos marques de produits de soin habituels, qu'il s'agisse de crèmes, de sérums, d'huiles ou d'essences. Vous pouvez même l'utiliser sans aucune crème si vous préférez.

Facile à nettoyer

La tête est facile à nettoyer à l'eau chaude et au savon, dans le lavabo.

Programme de massage en 3 minutes

Grâce à la fonction de reconnaissance intelligente de la tête dont bénéficie la gamme VisaPure Advanced, l'appareil reconnaît la tête lorsque vous la fixez, et déclenche automatiquement un programme personnalisé DualMotion, offrant des niveaux dédiés de rotations, de vibrations, de durée du programme et de direction de la rotation. Le programme de massage revitalisant utilise une rotation bidirectionnelle pour suivre la circulation lymphatique dans la peau.

Peut être utilisé 1 à 3 fois par semaine

Utilisez l'embout spécial massage revitalisant 1 à 3 fois par semaine pour une sensation relaxante et revitalisante.

Caractéristiques

Facile d'utilisation

Utilisation uniquement avec: VisaPure Advanced
Facile à nettoyer

Reconnaissance intelligente de la tête

Têtes intelligentes

Spécificités techniques

Dual Motion personnalisée
Rotation, vibration dédiées
Développé avec des experts de la peau:
Experts en massage japonais
Réglages d'intensité: 2
Durée du programme: 3 minutes

Rotation bidirectionnelle

Tourne vers la gauche et la droite



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

